

# ENFit<sup>MC</sup>

## Aide-mémoire pour les soins à domicile



### Qu'est-ce que le connecteur ENFit<sup>MC</sup>?

Le connecteur ENFit<sup>MC</sup> est la nouvelle norme ISO pour le branchement des systèmes de nutrition entérale, comme les ensembles et les sondes d'alimentation. Tous les produits de nutrition entérale seront bientôt dotés de connecteurs ENFit<sup>MC</sup> pour réduire la fréquence des problèmes de branchement de tubulures médicales.

#### Le connecteur de nutrition entérale ENFit<sup>MC</sup> :

- A été conçu spécialement pour réduire le risque de problèmes de branchement et accroître la sécurité des patients.
- Réduit les branchements accidentels avec des connecteurs qui ne servent pas à la nutrition entérale.
- Comprend une fonction de verrouillage indiquant que le branchement est correct et que le connecteur restera en place.
- Contribue à la prévention des fuites de préparation entérale des tubulures pendant l'alimentation.

### En quoi cela vous concerne-t-il?

Les connecteurs ENFit<sup>MC</sup> sont différents des connecteurs actuels « en forme de sapin de Noël ». Vous devez retirer le raccord de transition blanc qui est fixé à l'ensemble d'alimentation avant de brancher l'ensemble d'alimentation à la sonde d'alimentation.



Connecteurs actuels



Connecteurs ENFit<sup>MC</sup>

Visitez notre site Web pour apprendre comment brancher et débrancher les systèmes de raccord ENFit<sup>MC</sup> : [www.cardinalhealth.ca/en/products-and-services/resources/nutritional](http://www.cardinalhealth.ca/en/products-and-services/resources/nutritional)



### Seringues ENFit<sup>MC</sup>

Le connecteur ENFit<sup>MC</sup> doit être utilisé avec une seringue ENFit<sup>MC</sup> pour brancher l'ensemble d'alimentation et la sonde d'alimentation. On utilise habituellement une seringue de 60 mL.



Z460SE

#### Seringues Monoject<sup>MC</sup>

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Z8881160015 | Seringue entérale non stérile de 60 mL, pointe ENFit <sup>MC</sup> |
| Z460SE      | Seringue entérale stérile de 60 mL, pointe ENFit <sup>MC</sup>     |

### Pratiques exemplaires avec le connecteur ENFit<sup>MC</sup>

- Assurez-vous de nettoyer quotidiennement le connecteur et la cavité; vous pouvez le faire à l'aide d'une brosse à dents et d'eau du robinet.
- Les ensembles d'alimentation de bolus et d'alimentation continue (code Z8884741813 ou Z8884741821) doivent être débranchés et trempés dans l'eau savonneuse pendant au moins une minute. Par la suite, une brosse à dents peut être utilisée pour broser la cavité et les sillons du connecteur.

**Veuillez communiquer avec le clinicien qui s'occupe de vos soins à domicile pour en savoir plus sur ENFit<sup>MC</sup>.**

