



# Les solutions pharmaceutiques Monoject<sup>MC</sup> offrent le système de raccord ENFit<sup>MC\*</sup>



## **Seringue entérale Monoject<sup>MC</sup> avec raccord ENFit<sup>MC\*</sup>**

- Liquides administrés par voie orale/entérale seulement
- Offerte en formats de 1 ml, 3 ml, 6 ml, 12 ml, 35 ml et 60 ml
- Configuration stérile ou non stérile
- Code de couleur mauve pour indiquer l'alimentation entérale uniquement



## **Capuchons de pointe de seringue entérale Monoject<sup>MC</sup> avec raccord ENFit<sup>MC</sup>**

- Format unique de capuchons de pointe de seringue pour convenir à toutes les seringues entérales Monoject<sup>MC</sup> avec raccord ENFit<sup>MC</sup>
- Configuration stérile ou non stérile
- Code de couleur mauve pour indiquer l'alimentation entérale uniquement



## **Paille pour médicament Monoject<sup>MC</sup> avec raccord (10 cm et 5 cm [4 po et 2 po]) ENFit<sup>MC\*</sup>**

- Pour l'usage de médicament ou l'hydratation seulement
- Emballage stérile



## **Sac de transfert bloquant la lumière/rayons ultraviolets**

- Bloque la lumière
- Sceau d'invulnérabilité
- Code de couleur mauve pour indiquer une alimentation entérale

## Renseignements pour commander

| Code                                                                                          | Description    | Quantité          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Seringue orale/entérale Monoject<sup>MC</sup> avec raccord ENFit<sup>MC</sup>, stérile</b> |                |                   |
| Z401SE                                                                                        | 1 ml, stérile  | 240 unités/caisse |
| Z403SE                                                                                        | 3 ml, stérile  | 400 unités/caisse |
| Z406SE                                                                                        | 6 ml, stérile  | 400 unités/caisse |
| Z412SE                                                                                        | 12 ml, stérile | 480 unités/caisse |
| Z435SE                                                                                        | 35 ml, stérile | 160 unités/caisse |
| Z460SE                                                                                        | 60 ml, stérile | 120 unités/caisse |

### Seringue orale/entérale Monoject<sup>MC</sup> avec raccord ENFit<sup>MC</sup>, non stérile

|             |                    |                     |
|-------------|--------------------|---------------------|
| Z8881101015 | 1 ml, non stérile  | 3 200 unités/caisse |
| Z8881103015 | 3 ml, non stérile  | 2 000 unités/caisse |
| Z8881106015 | 6 ml, non stérile  | 1 200 unités/caisse |
| Z8881112015 | 12 ml, non stérile | 1 000 unités/caisse |
| Z8881135015 | 35 ml, non stérile | 300 unités/caisse   |
| Z8881160015 | 60 ml, non stérile | 175 unités/caisse   |

### Capuchon de pointe de seringue entérale Monoject<sup>MC</sup> avec raccord ENFit<sup>MC</sup>\*

|        |                                             |                                      |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Z400SE | Capuchon de pointe de seringue, stérile     | 1 000 unités/boîte, 12 boîtes/caisse |
| Z400BE | Capuchon de pointe de seringue, non stérile | 1 000 unités/caisse                  |

### Sac de transport bloquant la lumière/rayons ultraviolets Monoject<sup>MC</sup>

|        |                                                          |                                    |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Z46312 | Sac de transport bloquant la lumière/rayons ultraviolets | 50 unités/paquet, 5 paquets/caisse |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|

### Adaptateur de bouteille Monoject<sup>TM</sup> Universal avec raccord ENFit<sup>MC</sup>\*

|        |                                   |                  |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| Z4699E | Adaptateur de bouteille Universal | 50 unités/caisse |
|--------|-----------------------------------|------------------|

### Pailles pour médicament Monoject<sup>MC</sup> avec raccord ENFit<sup>MC</sup>\*

|          |                                     |                   |
|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Z462000E | Paille pour médicament 5 cm (2 po)  | 100 unités/caisse |
| Z464000E | Paille pour médicament 10 cm (4 po) | 100 unités/caisse |



### Seringue orale/entérale Monoject<sup>MC</sup> avec raccord ENFit<sup>MC</sup>\*



### Adaptateur de bouteille Universal ENFit<sup>MC</sup>\*

- Sans phtalate
- Comprend un capuchon de fermeture

*La bouteille est présentée à titre d'exemple seulement - non incluse*



Cardinal Health Canada  
1000 Tesma Way  
Vaughan (Ontario) L4K 5R8

**1 888 291-5033**  
**shop.cardinalhealth.ca/fr/chc**

© 2018 Cardinal Health Canada. Tous droits réservés. CARDINAL HEALTH, le LOGO Cardinal Health, ESSENTIEL AUX SOINS DE SANTÉ, Monoject et EnFit sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cardinal Health et peuvent être déposées aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. Brevet publié au [www.cardinalhealth.com/patents](http://www.cardinalhealth.com/patents). Doc. N° 2PATR18-799726, CA-PMR-0178, 18-211 (12/2018)

Monoject<sup>MC</sup> et EnFit<sup>MC</sup> sont des marques déposées auprès des autorités fédérales de nombreux pays. Utilisées avec autorisation.