



Systeme d'alimentation

Catalogue de produits

Kangaroo^{MC} : solution intégrale d'alimentation entérale

Produits de qualité du chef de file de l'innovation dans les pompes d'alimentation entérale



Produits de nutrition entérale

Kangaroo^{MC} est une gamme sûre, complète et novatrice de produits d'alimentation entérale utilisés dans tout le continuum des soins. La marque Kangaroo^{MC} offre depuis longtemps des produits fiables qui inspirent confiance aux cliniciens et aux fournisseurs de soins pour optimiser l'efficacité clinique. Nos produits haute performance ont la faveur des cliniciens et des professionnels de l'approvisionnement[†].

Vous passez à ENFit^{MC}? Assurez-vous de noter la description du produit dans le catalogue pour trouver le modèle ENFit^{MC} correspondant. Lorsqu'il est disponible, le code du modèle ENFit^{MC} correspondant au produit se trouve à côté du code du modèle non ENFit^{MC} pour faciliter la consultation lors de la conversion.

Lignes directrices cliniques 2016 de l'American Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN)

L'ASPEN a élaboré des normes de pratique en soutien alimentaire. Aperçu des lignes directrices cliniques :

- Le soutien alimentaire thérapeutique offert sous forme d'alimentation entérale précoce doit être instauré dans les 24 à 48 heures chez les patients gravement malades qui sont incapables de s'alimenter par eux-mêmes.
- Les protocoles d'alimentation entérale doivent être conçus et mis en œuvre pour augmenter le pourcentage global de calories cibles fournies.
- Les sondes d'alimentation doivent être rincées à l'eau après chaque administration de nourriture ou de médicaments, entre chaque administration de médicaments différents et toutes les quatre heures au cours d'une perfusion continue.

[†]Enquête sur la croissance axée sur la clientèle, mars 2016:96-98.

Pompes d'alimentation entérale et tubulures de pompe 4

Pompes d'alimentation Kangaroo ^{MC} ePump, Joey et Connect	4
---	---

Ensembles d'extension, ensembles d'alimentation par gravité et trousse d'irrigation 9

Ensembles d'extension Kangaroo ^{MC}	9
Ensembles d'alimentation par gravité Kangaroo ^{MC}	9
Sacs de solution intraveineuse et trousse d'irrigation Kangaroo ^{MC}	9

Dispositifs d'accès entéral 10

Technologie IRIS Kangaroo ^{MC}	10
Sondes nasogastriques Kangaroo ^{MC}	11
Sondes d'alimentation naso-jéjunale Kangaroo ^{MC}	12
Tubulures d'alimentation pour nouveau-nés et enfants Kangaroo ^{MC}	13
Système d'alimentation pour nouveau-nés et enfants Kangaroo ^{MC}	14
Sondes de gastrostomie Kangaroo ^{MC}	16
Trousse de sécurité pour gastrostomie endoscopique percutanée Kangaroo ^{MC}	17
Sondes percutanées Kangaroo ^{MC}	18
Accessoires	19

Solutions pharmaceutiques 20

Seringues orales/entérales Monoject ^{MC}	20
Capuchons d'embout de seringue Monoject ^{MC}	21
Pailles pour médicament Monoject ^{MC}	21
Sacs de transport bloquant la lumière/rayons ultraviolets Monoject ^{MC}	21
Adaptateurs de bouteille universel Monoject ^{MC} ENFit ^{MC}	21

Produits de gastro-entérologie 22

Tubulures Salem Sump ^{MC}	22
Sondes gastriques	24
Détecteur de CO ₂	26

Index 28

Kangaroo^{MC} ePump, Joey et Connect

Pompe d'alimentation entérale Kangaroo^{MC} ePump

Technologie d'alimentation et de rinçage automatique permettant le rinçage des sondes pour maintenir leur perméabilité et l'hydratation

- Pompe d'alimentation et de rinçage variable entièrement programmable
- Débit d'alimentation : 1 à 400 ml/h en paliers de 1 ml
- Débit de rinçage : 1 960 ml/h
- Volume de rinçage : 10 à 500 ml/h en paliers de 1 ml
- Intervalle de rinçage : 1 à 24 h en paliers de 1 h
- Multilingue : 15 langues
- Autonomie de la pile : 15 h
- Poids sans la pince de potence : 1 kg (2,4 lb)
- Poids avec la pince de potence : 1,25 kg (2,7 lb)
- Historique d'alimentation pouvant atteindre 72 heures
- Fonctionnement indépendant de l'orientation
- Interface utilisateur intuitive
- Amorçage automatique



Z482400J



Z773656



Z773662



Z716154

N° d'article	Description	Emballage
Pompe		
Z482400J	Kangaroo ^{MC} ePump avec pince de potence	1 unité/caisse
Accessoires de pompe		
Z382491	Adaptateur Kangaroo ^{MC} ePump	1 unité/caisse
Z382492	Pince de potence Kangaroo ^{MC} ePump	1 unité/caisse
Z1054715	Pile Kangaroo ^{MC} ePump	1 unité/caisse

Ensembles d'alimentation entérale Kangaroo^{MC} ePump

- Anti-écoulement
- Sans DEHP
- Connexion ENFit^{MC}

N° d'article	Description	Emballage
Ensembles de pompe		
Z772055	Tubulure de pompe de 500 ml Kangaroo ^{MC} ePump	30 unités/caisse
Z773656	Tubulure de pompe de 1 000 ml Kangaroo ^{MC} ePump	30 unités/caisse
Z674668	Ensemble d'alimentation de 500 ml avec sac de rinçage de 500 ml Kangaroo ^{MC} ePump	30 unités/caisse
Z773662	Ensemble d'alimentation de 1 000 ml avec sac de rinçage de 1 000 ml Kangaroo ^{MC} ePump	30 unités/caisse
Z716154	Ensemble avec burette stérile de 100 ml Kangaroo ^{MC} ePump	30 unités/caisse
Z775659	Ensemble avec perforateur ENPlus Kangaroo ^{MC} ePump	30 unités/caisse
Z775100	Perforateur ENPlus avec sac de rinçage de 1 000 ml Kangaroo ^{MC} ePump	30 unités/caisse
Z776150	Tubulure de recertification avec burette de 100 ml (modèle non ENFit ^{MC}) Kangaroo ^{MC} ePump	5 unités/caisse

Pompe d'alimentation entérale Kangaroo^{MC} Joey

Technologie d'alimentation et de rinçage automatique permettant le rinçage des sondes pour maintenir leur perméabilité et l'hydratation dans une conception compacte et portable

- Pompe d'alimentation et de rinçage variable entièrement programmable
- Débit d'alimentation : 1 à 400 ml/h en paliers de 1 ml
- Volume de rinçage : 10 à 500 ml/h en paliers de 1 ml
- Intervalle de rinçage : 1 à 24 h en paliers de 1 h
- Historique d'alimentation pouvant atteindre 72 heures
- Autonomie de la pile : 18 h
- Poids sans la pince de potence : 0,77 kg (1,7 lb)
- Poids avec la pince de potence : 1,04 kg (2,3 lb)
- Multilingue : 15 langues
- Ensemble pour alimentation en ambulatoire
- Longueur de la tubulure : 23 cm (9 po) (du fond du sac à l'extrémité distale de l'ensemble)
- Fonctionnement indépendant de l'orientation
- Interface utilisateur intuitive
- Amorçage automatique



Z383400

N° d'article	Description	Emballage
Pompe		
Z383400	Pompe d'alimentation entérale avec pince de potence Kangaroo ^{MC} Joey	1 unité/caisse

Accessoires de pompe

Z383493	Pince de potence Kangaroo ^{MC} Joey	1 unité/caisse
Z383491	Cordon d'alimentation Kangaroo ^{MC} Joey	1 unité/caisse
ZF010506	Pile Kangaroo ^{MC} Joey	1 unité/caisse



Z763656

Tubulures de pompe d'alimentation entérale Kangaroo^{MC} Joey

- Anti-écoulement
- Sans DEHP
- Connexion ENFit^{MC}

N° d'article	Description	Emballage
Ensembles de pompe		
Z762055	Tubulure de pompe de 500 ml Kangaroo ^{MC} Joey	30 unités/caisse
Z763656	Tubulure de pompe de 1 000 ml Kangaroo ^{MC} Joey	30 unités/caisse
Z763662	Tubulure de pompe avec sac de rinçage de 1 000 ml Kangaroo ^{MC} Joey	30 unités/caisse
Z765100	Perforateur ENPlus avec sac de rinçage de 1 000 ml Kangaroo ^{MC} Joey	30 unités/caisse
Z765559	Ensemble avec perforateur ENPlus Kangaroo ^{MC} Joey	30 unités/caisse



Z763662



Z765559

Sacs à dos Kangaroo^{MC} Joey

Sacs à dos Kangaroo^{MC} Joey conçus et testés pour transporter les pompes d'alimentation entérale Kangaroo^{MC} Joey

N° d'article	Description	Emballage
Sacs à dos		
Z770026	Mini sac à dos bleu Kangaroo ^{MC} Joey	1 unité/caisse
Z770028	Super mini sac à dos bleu Kangaroo ^{MC} Joey	1 unité/caisse
Z770034	Mini sac à dos rose Kangaroo ^{MC} Joey	1 unité/caisse
Z770029	Super mini sac à dos rose Kangaroo ^{MC} Joey	1 unité/caisse
Z770027	Mini sac à dos vert Kangaroo ^{MC} Joey	1 unité/caisse
Z770032	Super mini sac à dos vert Kangaroo ^{MC} Joey	1 unité/caisse
Z770025	Mini sac à dos noir Kangaroo ^{MC} Joey	1 unité/caisse
Z770031	Super mini sac à dos noir Kangaroo ^{MC} Joey	1 unité/caisse



Z384400

Pompe d'alimentation entérale et accessoires Kangaroo^{MC} Connect

Conçue pour les patients en ambulatoire, la pompe d'alimentation entérale Kangaroo^{MC} Connect est la première pompe d'alimentation entérale à connexion sans fil sur le marché en plus d'être la plus petite, légère et silencieuse des pompes de la gamme Kangaroo^{MC}.

- Pompe d'alimentation entérale Kangaroo^{MC} la plus précise (précision de $\pm 5\%$)
- Plage de débits d'alimentation élargie
- Écran couleur intuitif avec notifications visuelles claires
- Autonomie de la pile pouvant atteindre 24 h
- Historique d'alimentation de 72 heures
- Accessoires de transport, y compris un chargeur pour voiture
- Nettoyage facile grâce à sa résistance à l'eau, selon l'indice IPX6
- Recertification simplifiée
- Amorçage automatique

N° d'article	Description	Emballage
Z384400	Pompe d'alimentation entérale avec pince de potence et adaptateur Kangaroo ^{MC} Connect	1 unité/caisse
Z384491	Cordon d'alimentation avec adaptateur Kangaroo ^{MC} Connect	1 unité/caisse
Z384492	Pince de potence Kangaroo ^{MC} Connect	1 unité/caisse
Z384494	Chargeur pour voiture Kangaroo ^{MC} Connect	1 unité/caisse

Ensembles d'alimentation entérale pour pompe ordinaire Kangaroo^{MC} Connect – Ne pas utiliser avec la connexion sans fil

- Anti-écoulement
- Sans DEHP
- Connexion ENFit^{MC}
- Conception de type cassette à amorçage automatique

N° d'article	Description	Emballage
Z7700FD	Ensemble avec perforateur ENPlus non stérile Kangaroo ^{MC} Connect	30 unités/caisse
Z77100FD	Ensemble avec sac non stérile de 1 000 ml Kangaroo ^{MC} Connect	30 unités/caisse
Z77500FD	Ensemble avec sac non stérile de 500 ml Kangaroo ^{MC} Connect	30 unités/caisse



Z77100FD

Ensembles d'alimentation entérale Kangaroo^{MC} Connect – À utiliser avec la connexion sans fil

N° d'article	Description	Emballage
Z1KCP	Ensemble ENTelliSet avec perforateur ENPlus non stérile avec connecteur ENFit ^{MC} Kangaroo ^{MC} Connect	30 unités/caisse
Z1000KCP	Ensemble ENTelliset non stérile de 1 000 ml avec connecteur ENFit ^{MC} Kangaroo ^{MC} Connect	30 unités/caisse
Z500KCP	Ensemble ENTelliset non stérile de 500 ml avec connecteur ENFit ^{MC} Kangaroo ^{MC} Connect	30 unités/caisse



Z1000KCP

Concentrateurs Kangaroo^{MC} Connect pour connexion sans fil

N° d'article	Description	Emballage
Z384500CBW	Concentrateur de réseau Wi-Fi/Ethernet Kangaroo ^{MC} Connect	1 unité/caisse
Z384500CBC	Concentrateur de réseau cellulaire Kangaroo ^{MC} Connect	1 unité/caisse



Z384500CBW



Z384500CBC

Sacs à dos Kangaroo^{MC} Connect



Z770035M montré avec Z384400

N° d'article	Description	Emballage
Z770035L	Sac à dos mauve Kangaroo ^{MC} Connect, grand	1 unité/caisse
Z770037L	Sac à dos noir Kangaroo ^{MC} Connect, grand	1 unité/caisse
Z770035M	Sac à dos mauve Kangaroo ^{MC} Connect, moyen	1 unité/caisse
Z770037M	Sac à dos noir Kangaroo ^{MC} Connect, moyen	1 unité/caisse
Z770035S	Sac à dos mauve Kangaroo ^{MC} Connect, petit	1 unité/caisse
Z770037S	Sac à dos noir Kangaroo ^{MC} Connect, petit	1 unité/caisse



Ensembles d'extension, ensembles d'alimentation par gravité et trousse d'irrigation

Ensembles d'extension Kangaroo^{MC}

- Non stériles

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Description	Emballage
Z8884705008	Z8884705008E	Ensemble d'extension en Y	30 unités/caisse
Z8884700207	Z8884700207E	Extension de tubulure de pompe de 1,2 m (4 pi)	30 unités/caisse

Ensembles d'alimentation par gravité Kangaroo^{MC}

- Non stériles
- Connexion ENFit^{MC}

N° d'article	Description	Emballage
Z702505	Ensemble d'alimentation par gravité de 1 000 ml, gros diamètre	30 unités/caisse
Z8884702500	Sac d'alimentation par gravité de 1 000 ml	30 unités/caisse



Z702505

Raccord de transition Kangaroo^{MC} ENFit^{MC}

- Non stérile

N° d'article	Description	Emballage
Z765000	Raccord de transition Kangaroo ^{MC} ENFit ^{MC}	20 unités/caisse

Sacs de solution intraveineuse et trousse d'irrigation Kangaroo^{MC}

- Emballage pratique refermable avec rabat
- Sac de polyéthylène transparent facile à suspendre avec étiquette claire
- Non stériles

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Description	Emballage
Z84065	Z84065E	Sac de solution intraveineuse avec seringue à piston 60 cc	30 unités/caisse
Z8884700108	Z8884700108E	Seringue de trousse d'irrigation avec contenant et cuvette 500 cc	20 unités/caisse
Z8884700116	Z8884700116E	Seringue de trousse d'irrigation avec contenant 500 cc	30 unités/caisse



Z8884700108E

Technologie IRIS

Sonde d'alimentation Kangaroo^{MC} avec technologie IRIS

Première sonde d'alimentation jetable avec système intégré d'imagerie en temps réel (ou système IRIS, de l'anglais *integrated real-time imaging system*) facilitant l'installation de sondes d'alimentation de petit diamètre

- Sonde d'alimentation de petit diamètre avec caméra intégrée qui permet aux cliniciens de repérer les marqueurs anatomiques au cours de l'installation



Z386100

N° d'article	Description	Emballage
Console		
Z386100	Console IRIS Kangaroo ^{MC} avec accessoires (adaptateur universel, pile, câble d'interface et pince de potence)	1 unité/caisse
Sondes d'alimentation		
Z460836E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 8 fr x 91 cm (36 po)	5 unités/caisse
Z460843E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 8 fr x 109 cm (43 po)	5 unités/caisse
Z460855E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 8 fr x 140 cm (55 po)	5 unités/caisse
Z461036E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 10 fr x 91 cm (36 po)	5 unités/caisse
Z461043E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 10 fr x 109 cm (43 po)	5 unités/caisse
Z461055E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 10 fr x 140 cm (55 po)	5 unités/caisse
Z461236E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 12 fr x 91 cm (36 po)	5 unités/caisse
Z461243E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 12 fr x 109 cm (43 po)	5 unités/caisse
Z461255E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 12 fr x 140 cm (55 po)	5 unités/caisse
Accessoires		
Z388101	Adaptateur IRIS Kangaroo ^{MC}	1 unité/caisse
Z388102	Pile de rechange IRIS Kangaroo ^{MC}	1 unité/caisse
Z388103	Câble d'interface IRIS Kangaroo ^{MC}	1 unité/caisse
Z388104	Pince de montage IRIS Kangaroo ^{MC}	1 unité/caisse
Z388105E	Dispositif d'insufflation IRIS Kangaroo ^{MC}	5 unités/caisse

Sondes nasogastriques

Sondes d'alimentation Kangaroo^{MC} avec embout Dobbhoff^{MC}

- Sondes d'alimentation avec poids et avec ou sans stylet d'écoulement
- Polyuréthane radio-opaque
- Graduation en centimètres
- IRM conditionnelle au retrait du stylet
- Sans DEHP
- Connexion ENFit^{MC}

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Comprend un stylet	Poids	Unité Charrière	Longueur	Emballage
Z8884710842	Z8884710842E	Non	7 g	8 fr (2,7 mm)	109 cm (43 po)	10 unités/caisse
Z8884710859	Z8884710859E	Oui	7 g	8 fr (2,7 mm)	109 cm (43 po)	10 unités/caisse
Z8884710826	Z8884710826E	Oui	7 g	8 fr (2,7 mm)	140 cm (55 po)	10 unités/caisse
Z8884711006	Z8884711006E	Oui	7 g	10 fr (3,3 mm)	109 cm (43 po)	10 unités/caisse
Z8884711246	Z8884711246E	Non	7 g	12 fr (4,0 mm)	109 cm (43 po)	10 unités/caisse
Z8884711253	Z8884711253E	Oui	7 g	12 fr (4,0 mm)	109 cm (43 po)	10 unités/caisse



Z8884710826E

Sondes d'alimentation avec embout standard Kangaroo^{MC}

- Sondes d'alimentation avec poids et avec ou sans stylet d'écoulement
- Polyuréthane radio-opaque
- Graduation en centimètres
- IRM conditionnelle au retrait du stylet
- Sans DEHP
- Connexion ENFit^{MC}

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Comprend un stylet	Poids	Unité Charrière	Longueur	Emballage
Z8884720817	Z8884720817E	Non	3 g	8 fr (2,7 mm)	91 cm (36 po)	10 unités/caisse
Z8884720841	Z8884720841E	Non	3 g	8 fr (2,7 mm)	109 cm (43 po)	10 unités/caisse
Z8884720825	Z8884720825E	Oui	3 g	8 fr (2,7 mm)	91 cm (36 po)	10 unités/caisse
Z8884720858	Z8884720858E	Oui	3 g	8 fr (2,7 mm)	109 cm (43 po)	10 unités/caisse
Z8884720855	Z8884720855E	Oui	3 g	8 fr (2,7 mm)	140 cm (55 po)	10 unités/caisse
Z8884710867	Z8884710867E	Oui	5 g	8 fr (2,7 mm)	109 cm (43 po)	10 unités/caisse
Z8884721088	Z8884721088E	Oui	5 g	10 fr (3,3 mm)	109 cm (43 po)	10 unités/caisse
Z8884721096	Z8884721096E	Non	5 g	10 fr (3,3 mm)	109 cm (43 po)	10 unités/caisse
Z8884721055	Z8884721055E	Oui	5 g	10 fr (3,3 mm)	140 cm (55 po)	10 unités/caisse
Z8884721211	Z8884721211E	Non	5 g	12 fr (4,0 mm)	91 cm (36 po)	10 unités/caisse
Z8884721237	Z8884721237E	Non	5 g	12 fr (4,0 mm)	109 cm (43 po)	10 unités/caisse
Z8884721252	Z8884721252E	Oui	5 g	12 fr (4,0 mm)	109 cm (43 po)	10 unités/caisse
Z8884721255	Z8884721255E	Oui	5 g	12 fr (4,0 mm)	140 cm (55 po)	10 unités/caisse



Z8884721211

Sondes d'alimentation entérale sans poids Kangaroo^{MC}


- Polyuréthane transparent
- Connecteur en Y proximal avec adaptateur pour pointe de cathéter (modèle ENFit^{MC} non disponible)
- Perforations d'écoulement de grand diamètre et extrémité distale ouverte
- Bande radio-opaque
- Sans DEHP

N° d'article	Unité Charrière	Longueur	Emballage
Z8884711568	8 fr (2,7 mm)	91 cm (36 po)	10 unités/caisse
Z8884711550	10 fr (3,3 mm)	91 cm (36 po)	10 unités/caisse
Z8884711501	12 fr (4,0 mm)	91 cm (36 po)	10 unités/caisse
Z8884711519	14 fr (4,7 mm)	91 cm (36 po)	10 unités/caisse

Sondes de spécialité

Sondes d'alimentation naso-jéjunale Kangaroo^{MC}

- Conçues pour l'installation précise dans le grêle par endoscopie et/ou fluoroscopie (avec fil guide et canule de transfert)
- Polyuréthane radio-opaque
- IRM conditionnelle au retrait du stylet
- Connexion ENFit^{MC}
- Pointe creuse avec poids unique pour bolus




Z8884752505

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Poids	Unité Charrière	Longueur	Emballage
Z8884752505	Z8884752505E	7 g	12 fr (4,0 mm)	152 cm (60 po)	2 unités/caisse

Sondes d'alimentation naso-jéjunale et sondes de décompression gastrique Kangaroo^{MC}

- Pour introduction à l'aide de la technique « push » sur le fil guide (trousse incluse)
- Polyuréthane radio-opaque
- Sonde d'alimentation de longueur ajustable unique
- Perforations d'écoulement en spirale
- Sonde jéjunale rétractable dans la portion gastrique
- IRM conditionnelle au retrait du stylet
- Connexion ENFit^{MC}




Z8884752513

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Diamètre global	Diamètre de la sonde jéjunale	Longueur globale	Emballage
Z8884752513	Z8884752513E	16 fr (5,3 mm)	9 fr (3,0 mm)	170 cm (67 po)	2 unités/caisse

Tubulures d'alimentation pour nouveau-nés et enfants

Tubulures d'alimentation pour nouveau-nés et enfants Kangaroo^{MC} et Argyle^{MC} avec connexion ENFit^{MC} permettant de résoudre l'alerte de 2014 du JCAHO portant sur les problèmes de branchement de tubulures (Tubing Misconnections Sentinel Event Alert)
Sondes d'alimentation ENFit^{MC} :

- Compatibles avec les seringues ENFit^{MC} et les ensembles d'extension
- Sans DEHP et sans latex
- Comportent des marques de 5 à 25 cm pour faciliter le positionnement et la vérification de tout déplacement éventuel
- Transparentes avec marques radio-opaques Sentinel Line^{MC} et Sentinel Eye^{MC} pour faciliter le positionnement



Z461412E

Sondes d'alimentation en polyuréthane Kangaroo^{MC}

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Unité Charrière	Longueur	Emballage
Z461355	Z461355E	3,5 fr (1,2 mm)	31 cm (12 po)	10 unités/caisse
Z461412	Z461412E	5 fr (1,7 mm)	51 cm (20 po)	10 unités/caisse
Z461503	Z461503E	5 fr (1,7 mm)	91 cm (36 po)	10 unités/caisse
Z461420	Z461420E	6,5 fr (2,2 mm)	51 cm (20 po)	10 unités/caisse
Z461438	Z461438E	6,5 fr (2,2 mm)	91 cm (36 po)	10 unités/caisse
Z461701	Z461701E	8 fr (2,7 mm)	51 cm (20 po)	10 unités/caisse
Z461800	Z461800E	8 fr (2,7 mm)	107 cm (42 po)	10 unités/caisse
Z461042	Z461042E	10 fr (3,3 mm)	107 cm (42 po)	10 unités/caisse

Sondes d'alimentation en PVC Argyle^{MC}

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Unité Charrière	Longueur	Emballage
Z461206	Z461206E	3,5 fr (1,2 mm)	31 cm (12 po)	10 unités/caisse
Z460802	Z460802E	5 fr (1,7 mm)	41 cm (16 po)	50 unités/caisse
Z461008	Z461008E	5 fr (1,7 mm)	91 cm (36 po)	50 unités/caisse
Z460711	Z460711E	6,5 fr (2,2 mm)	41 cm (16 po)	50 unités/caisse
Z460604	Z460604E	8 fr (2,7 mm)	41 cm (16 po)	50 unités/caisse
Z460406	Z460406E	8 fr (2,7 mm)	107 cm (42 po)	50 unités/caisse
Z460208	Z460208E	10 fr (3,3 mm)	107 cm (42 po)	50 unités/caisse

Système d'alimentation pour nouveau-nés et enfants

Ensembles d'extension pour sonde d'alimentation Kangaroo^{MC} avec connexion ENFit^{MC}



Z60ENY

- Tubulure en PVC
- Sans DEHP
- Avec ou sans bifurcation (deuxième port pour irrigation et administration de médicaments)
- Sans latex

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Description	Longueur	Emballage
Z35ES	Z35ENS	Ensemble d'extension	89 cm (35 po)	50 unités/caisse
Z60ES	Z60ENS	Ensemble d'extension	152 cm (60 po)	50 unités/caisse
Z35EY	Z35ENY	Ensemble d'extension avec bifurcation	89 cm (35 po)	50 unités/caisse
Z60EY	Z60ENY	Ensemble d'extension avec bifurcation	152 cm (60 po)	50 unités/caisse

Système d'alimentation par gravité Kangaroo^{MC} avec connexion ENFit^{MC}

N° d'article	Description	Longueur	Emballage
Z4VENS	Ensemble d'extension pour alimentation par gravité	10,2 cm (4 po)	10 unités/caisse
Z60VENS	Ensemble d'extension pour alimentation par gravité	152 cm (60 po)	10 unités/caisse
Z60VENY	Ensemble d'extension pour alimentation par gravité avec bifurcation	152 cm (60 po)	10 unités/caisse

Paille pour lait Kangaroo^{MC} avec connexion ENFit^{MC}

N° d'article	Description	Longueur	Emballage
Z461000E	Paille pour lait Kangaroo ^{MC}	12,7 cm (5 po)	100 unités/caisse



Sondes de gastrostomie

Sondes de gastrostomie Kangaroo^{MC} avec ports en Y



- Tubulure en silicone de qualité médicale
- Disque arrondi de contact avec la peau avec pieds pour rétention externe
- Corps gradué
- Ballonnet gastrique pour rétention interne
- Pointe de rinçage arrondie avec extrémité distale ouverte
- Sans DEHP

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Unité Charrière	Volume du ballonnet	Emballage
Z8884715122	Z8884715122E	12 fr (4,0 mm)	5 cc	5 unités/caisse
Z8884715148	Z8884715148E	14 fr (4,7 mm)	5 cc	5 unités/caisse
Z8884720163	Z8884720163E	16 fr (5,3 mm)	20 cc	5 unités/caisse
Z8884720189	Z8884720189E	18 fr (6,0 mm)	20 cc	5 unités/caisse
Z8884720205	Z8884720205E	20 fr (6,7 mm)	20 cc	5 unités/caisse
Z8884720221	Z8884720221E	22 fr (7,3 mm)	20 cc	5 unités/caisse
Z8884720247	Z8884720247E	24 fr (8,0 mm)	20 cc	5 unités/caisse
Z8884720265	Z8884720265E	26 fr (8,7 mm)	20 cc	5 unités/caisse
Z8884720285	Z8884720285E	28 fr (9,3 mm)	20 cc	5 unités/caisse

Sonde de gastrostomie avec port en Y/gastrostomie endoscopique percutanée Kangaroo^{MC} Adaptateur

- À utiliser avec les trousse de gastrostomie endoscopique percutanée Kangaroo^{MC}

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Description	Emballage
Z8884751622	Z8884751622E	Port en Y/gastrostomie endoscopique percutanée 16 fr Adaptateur non stérile	20 unités/caisse
Z8884752042	Z8884752042E	Port en Y/gastrostomie endoscopique percutanée 20 fr Adaptateur non stérile	20 unités/caisse

Trousses de de sécurité pour gastrostomie endoscopique percutanée

Trousses de sécurité pour gastrostomie endoscopique percutanée Kangaroo^{MC}

- Polyuréthane radio-opaque
- Se retire sans endoscopie
- Marques d'installation faciles à lire
- Greffage hydrophile Hydromer^{MC*} sur la pointe du dilateur de type « pull »
- Sans DEHP
- Stériles

N° d'article	Unité Charrière	Description	Emballage
Trousses de gastrostomie endoscopique percutanée de type « pull »			
Z8884751630	16 fr (5,3 mm)	Contenu de la trousse : aiguille 21 G x 3,8 cm (1-1/2 po), aiguille 25 G x 1,5 cm (5/8 po), connecteur entéral à deux ports, seringue 6 cc, scalpel n° 11, assemblage du cathéter, aiguille d'introduction 18 G, bande de rétention externe, fil/fil guide en boucle, champ fenestré, disque de rétention externe	2 unités/caisse
Z8884752067	20 fr (6,7 mm)	Contenu de la trousse : aiguille 21 G x 3,8 cm (1-1/2 po), aiguille 25 G x 1,5 cm (5/8 po), connecteur entéral à deux ports, seringue 6 cc, scalpel n° 11, assemblage du cathéter, aiguille d'introduction 18 G, bande de rétention externe, fil/fil guide en boucle, champ fenestré, disque de rétention externe	2 unités/caisse

Sondes percutanées



Z712080

Trousses de gastrostomie percutanée avec ballonnet Kangaroo^{MC}

- Silicone à 100 %
- Ballonnet durable
- Modèle à pieds surélevés
- Pince entérale de sécurité ClipStar^{MC}
- Sans DEHP

Contenu de la trousse :

Dispositif de gastrostomie percutanée, cale de réglage de la hauteur, trousse d'alimentation par bolus, trousse d'alimentation continue avec pince entérale de sécurité ClipStar^{MC}, seringue d'irrigation 60 cc, seringue 12 cc, tampons de gaze

N° d'article	Description	Emballage	N° d'article	Description	Emballage
Z712080	TGP avec ballonnet 12 fr x 0,8 cm	1 unité/caisse	Z714350	TGP avec ballonnet 14 fr x 3,5 cm	1 unité/caisse
Z712100	TGP avec ballonnet 12 fr x 1,0 cm	1 unité/caisse	Z714400	TGP avec ballonnet 14 fr x 4,0 cm	1 unité/caisse
Z712120	TGP avec ballonnet 12 fr x 1,2 cm	1 unité/caisse	Z714450	TGP avec ballonnet 14 fr x 4,5 cm	1 unité/caisse
Z712150	TGP avec ballonnet 12 fr x 1,5 cm	1 unité/caisse	Z714500	TGP avec ballonnet 14 fr x 5,0 cm	1 unité/caisse
Z712170	TGP avec ballonnet 12 fr x 1,7 cm	1 unité/caisse	Z716080	TGP avec ballonnet 16 fr x 0,8 cm	1 unité/caisse
Z712200	TGP avec ballonnet 12 fr x 2,0 cm	1 unité/caisse	Z716100	TGP avec ballonnet 16 fr x 1,0 cm	1 unité/caisse
Z712230	TGP avec ballonnet 12 fr x 2,3 cm	1 unité/caisse	Z716120	TGP avec ballonnet 16 fr x 1,2 cm	1 unité/caisse
Z712250	TGP avec ballonnet 12 fr x 2,5 cm	1 unité/caisse	Z716150	TGP avec ballonnet 16 fr x 1,5 cm	1 unité/caisse
Z712270	TGP avec ballonnet 12 fr x 2,7 cm	1 unité/caisse	Z716170	TGP avec ballonnet 16 fr x 1,7 cm	1 unité/caisse
Z712300	TGP avec ballonnet 12 fr x 3,0 cm	1 unité/caisse	Z716200	TGP avec ballonnet 16 fr x 2,0 cm	1 unité/caisse
Z712350	TGP avec ballonnet 12 fr x 3,5 cm	1 unité/caisse	Z716230	TGP avec ballonnet 16 fr x 2,3 cm	1 unité/caisse
Z712400	TGP avec ballonnet 12 fr x 4,0 cm	1 unité/caisse	Z716250	TGP avec ballonnet 16 fr x 2,5 cm	1 unité/caisse
Z712450	TGP avec ballonnet 12 fr x 4,5 cm	1 unité/caisse	Z716270	TGP avec ballonnet 16 fr x 2,7 cm	1 unité/caisse
Z712500	TGP avec ballonnet 12 fr x 5,0 cm	1 unité/caisse	Z716300	TGP avec ballonnet 16 fr x 3,0 cm	1 unité/caisse
Z714080	TGP avec ballonnet 14 fr x 0,8 cm	1 unité/caisse	Z716350	TGP avec ballonnet 16 fr x 3,5 cm	1 unité/caisse
Z714100	TGP avec ballonnet 14 fr x 1,0 cm	1 unité/caisse	Z716400	TGP avec ballonnet 16 fr x 4,0 cm	1 unité/caisse
Z714120	TGP avec ballonnet 14 fr x 1,2 cm	1 unité/caisse	Z716450	TGP avec ballonnet 16 fr x 4,5 cm	1 unité/caisse
Z714150	TGP avec ballonnet 14 fr x 1,5 cm	1 unité/caisse	Z716500	TGP avec ballonnet 16 fr x 5,0 cm	1 unité/caisse
Z714170	TGP avec ballonnet 14 fr x 1,7 cm	1 unité/caisse	Z718080	TGP avec ballonnet 18 fr x 0,8 cm	1 unité/caisse
Z714200	TGP avec ballonnet 14 fr x 2,0 cm	1 unité/caisse	Z718100	TGP avec ballonnet 18 fr x 1,0 cm	1 unité/caisse
Z714230	TGP avec ballonnet 14 fr x 2,3 cm	1 unité/caisse	Z718120	TGP avec ballonnet 18 fr x 1,2 cm	1 unité/caisse
Z714250	TGP avec ballonnet 14 fr x 2,5 cm	1 unité/caisse	Z718150	TGP avec ballonnet 18 fr x 1,5 cm	1 unité/caisse
Z714270	TGP avec ballonnet 14 fr x 2,7 cm	1 unité/caisse	Z718170	TGP avec ballonnet 18 fr x 1,7 cm	1 unité/caisse
Z714300	TGP avec ballonnet 14 fr x 3,0 cm	1 unité/caisse	Z718200	TGP avec ballonnet 18 fr x 2,0 cm	1 unité/caisse

Trousses de gastrostomie percutanée (TGP) avec ballonnet Kangaroo^{MC} (suite)

N° d'article	Description	Emballage	N° d'article	Description	Emballage
Z718230	TGP avec ballonnet 18 fr x 2,3 cm	1 unité/caisse	Z720350	TGP avec ballonnet 20 fr x 3,5 cm	1 unité/caisse
Z718250	TGP avec ballonnet 18 fr x 2,5 cm	1 unité/caisse	Z720400	TGP avec ballonnet 20 fr x 4,0 cm	1 unité/caisse
Z718270	TGP avec ballonnet 18 fr x 2,7 cm	1 unité/caisse	Z720450	TGP avec ballonnet 20 fr x 4,5 cm	1 unité/caisse
Z718300	TGP avec ballonnet 18 fr x 3,0 cm	1 unité/caisse	Z720500	TGP avec ballonnet 20 fr x 5,0 cm	1 unité/caisse
Z718350	TGP avec ballonnet 18 fr x 3,5 cm	1 unité/caisse	Z724080	TGP avec ballonnet 24 fr x 0,8 cm	1 unité/caisse
Z718400	TGP avec ballonnet 18 fr x 4,0 cm	1 unité/caisse	Z724100	TGP avec ballonnet 24 fr x 1,0 cm	1 unité/caisse
Z718450	TGP avec ballonnet 18 fr x 4,5 cm	1 unité/caisse	Z724120	TGP avec ballonnet 24 fr x 1,2 cm	1 unité/caisse
Z718500	TGP avec ballonnet 18 fr x 5,0 cm	1 unité/caisse	Z724150	TGP avec ballonnet 24 fr x 1,5 cm	1 unité/caisse
Z720080	TGP avec ballonnet 20 fr x 0,8 cm	1 unité/caisse	Z724170	TGP avec ballonnet 24 fr x 1,7 cm	1 unité/caisse
Z720100	TGP avec ballonnet 20 fr x 1,0 cm	1 unité/caisse	Z724200	TGP avec ballonnet 24 fr x 2,0 cm	1 unité/caisse
Z720120	TGP avec ballonnet 20 fr x 1,2 cm	1 unité/caisse	Z724230	TGP avec ballonnet 24 fr x 2,3 cm	1 unité/caisse
Z720150	TGP avec ballonnet 20 fr x 1,5 cm	1 unité/caisse	Z724250	TGP avec ballonnet 24 fr x 2,5 cm	1 unité/caisse
Z720170	TGP avec ballonnet 20 fr x 1,7 cm	1 unité/caisse	Z724270	TGP avec ballonnet 24 fr x 2,7 cm	1 unité/caisse
Z720200	TGP avec ballonnet 20 fr x 2,0 cm	1 unité/caisse	Z724300	TGP avec ballonnet 24 fr x 3,0 cm	1 unité/caisse
Z720230	TGP avec ballonnet 20 fr x 2,3 cm	1 unité/caisse	Z724350	TGP avec ballonnet 24 fr x 3,5 cm	1 unité/caisse
Z720250	TGP avec ballonnet 20 fr x 2,5 cm	1 unité/caisse	Z724400	TGP avec ballonnet 24 fr x 4,0 cm	1 unité/caisse
Z720270	TGP avec ballonnet 20 fr x 2,7 cm	1 unité/caisse	Z724450	TGP avec ballonnet 24 fr x 4,5 cm	1 unité/caisse
Z720300	TGP avec ballonnet 20 fr x 3,0 cm	1 unité/caisse	Z724500	TGP avec ballonnet 24 fr x 5,0 cm	1 unité/caisse

Accessoires

N° d'article	Description	Emballage
Z8884741805	Dispositif de mesure de stomies, stérile	5 unités/caisse
Z8884741813	Trousse d'alimentation par bolus, non stérile	10 unités/caisse
Z8884741821	Trousse d'alimentation continue, non stérile	10 unités/caisse



Seringues standard

Seringues orales Monoject^{MC} – Embout standard

N° d'article	Description	Emballage
Z401S	Seringue orale mauve non stérile de 1 ml	100 unités/caisse
Z403S	Seringue orale mauve non stérile de 3 ml	500 unités/caisse
Z406S	Seringue orale mauve non stérile de 6 ml	500 unités/caisse
Z410S	Seringue orale mauve non stérile de 10 ml	500 unités/caisse
Z401SG	Seringue orale mauve stérile de 1 ml	240 unités/caisse
Z403SG	Seringue orale mauve stérile de 3 ml	480 unités/caisse
Z406SG	Seringue orale mauve stérile de 6 ml	400 unités/caisse
Z412SG	Seringue orale mauve stérile de 12 ml	192 unités/caisse
Z435SG	Seringue orale mauve stérile de 35 ml	160 unités/caisse
Z460SG	Seringue orale mauve stérile de 60 ml	120 unités/caisse



Seringues ENFit^{MC}

Seringues entérales Monoject^{MC} – Connexion ENFit^{MC}

N° d'article	Description	Emballage
Z8881101015	Seringue entérale non stérile de 1 ml	3 200 unités/caisse
Z8881103015	Seringue entérale non stérile de 3 ml	2 000 unités/caisse
Z8881106015	Seringue entérale non stérile de 6 ml	1 200 unités/caisse
Z8881112015	Seringue entérale non stérile de 12 ml	1 000 unités/caisse
Z8881135015	Seringue entérale non stérile de 35 ml	300 unités/caisse
Z8881160015	Seringue entérale non stérile de 60 ml	175 unités/caisse
Z401SE	Seringue entérale stérile de 1 ml	240 unités/caisse
Z403SE	Seringue entérale stérile de 3 ml	400 unités/caisse
Z406SE	Seringue entérale stérile de 6 ml	400 unités/caisse
Z412SE	Seringue entérale stérile de 12 ml	480 unités/caisse
Z435SE	Seringue entérale stérile de 35 ml	160 unités/caisse
Z460SE	Seringue entérale stérile de 60 ml	120 unités/caisse

Capuchons d'embout de seringue entérale Monoject^{MC} avec connexion ENFit^{MC}

N° d'article	Description	Emballage
Z400SE	Capuchon stérile d'embout de seringue ENFit ^{MC}	1 000 unités/caisse
Z400BE	Capuchon non stérile d'embout de seringue ENFit ^{MC}	1 000 unités/caisse



Z400BE

Paille pour médicament Monoject^{MC} avec connexion ENFit^{MC}

N° d'article	Description	Longueur	Emballage
Z462000E	Paille pour médicament Monoject ^{MC}	5,08 cm (2 po)	100 unités/caisse
Z464000E	Paille pour médicament Monoject ^{MC}	10,16 cm (4 po)	100 unités/caisse

Sac de transport bloquant la lumière/rayons ultraviolets Monoject^{MC}

N° d'article	Description	Emballage
Z46312	Sac de transport bloquant la lumière/rayons ultraviolets	250 unités/caisse



Z46312

Adaptateur de bouteille universel Monoject^{MC} avec connexion ENFit^{MC}


N° d'article	Description	Emballage
Z4699E	Adaptateur de bouteille universel	50 unités/caisse



Z4699E

Tubulures Salem Sump^{MC}

Tubulures en PVC Salem Sump^{MC}



Z8888268060

- Tubulure à double canal en PVC – un pour le drainage des liquides aspirés, l'autre pour l'évent
- La graduation en centimètres facilite l'installation par le clinicien en lui fournissant des points de repère sur la sonde et permet de suivre la migration de celle-ci après sa fixation
- Marques radio-opaques Sentinel Line^{MC} avec tubulure Sentinel Eye^{MC}
- Extrémité en entonnoir de l'évent pouvant être utilisée pour boucher l'adaptateur 5-en-1
- Stériles

N° d'article	Unité Charrière	Longueur	Emballage
Z8888268060	6 fr (2,0 mm)	61 cm (24 po)	10 unités/caisse
Z8888268086	8 fr (2,7 mm)	61 cm (24 po)	10 unités/caisse
Z8888264911	10 fr (3,3 mm)	91 cm (36 po)	50 unités/caisse
Z8888264929	12 fr (4,0 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse
Z8888264945	14 fr (4,7 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse
Z8888264960	16 fr (5,3 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse
Z8888264986	18 fr (6,0 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse

Tubulures en PVC Salem Sump^{MC} avec valve antireflux



Z8888266106

- Tubulure à double canal en PVC – un pour le drainage des liquides aspirés, l'autre pour l'évent
- Valve de prévention des reflux gastriques
- La graduation en centimètres facilite l'installation par le clinicien en lui fournissant des points de repère sur la sonde et permet de suivre la migration de celle-ci après sa fixation
- Marques radio-opaques Sentinel Line^{MC} avec tubulure Sentinel Eye^{MC}
- Extrémité en entonnoir de l'évent pouvant être utilisée pour boucher l'adaptateur 5-en-1
- Stérile

N° d'article	Unité Charrière	Longueur	Emballage
Z8888266106	10 fr (3,3 mm)	91 cm (36 po)	50 unités/caisse
Z8888266114	12 fr (4,0 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse
Z8888266122	14 fr (4,7 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse
Z8888266130	16 fr (5,3 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse
Z8888266148	18 fr (6,0 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse

Valves antireflux Salem Sump^{MC}

- Valve de prévention des reflux gastriques
- Stérile
- Permet un débit d'air maximal et aide à réduire les lésions de la muqueuse gastrique

N° d'article	Description	Emballage
Z8888266197	Valve seulement	10 unités/caisse



Z8888266197

Tubulures en silicone Salem Sump^{MC}

- Tubulure à double canal en silicone – un pour le drainage des liquides aspirés, l'autre pour l'aération
- Marques radio-opaques Sentinel Line^{MC} avec tubulure Sentinel Eye^{MC}
- Connecteur 5-en-1 amovible
- Système de recouvrement avec capuchon d'évent, adaptateur de canal d'aspiration et capuchon d'adaptateur de canal d'aspiration
- Stériles

N° d'article	Unité Charrière	Longueur	Emballage
Z8888265108	10 fr (3,3 mm)	91 cm (36 po)	10 unités/caisse
Z8888265116	12 fr (4,0 mm)	122 cm (48 po)	10 unités/caisse
Z8888265124	14 fr (4,7 mm)	122 cm (48 po)	10 unités/caisse
Z8888265132	16 fr (5,3 mm)	122 cm (48 po)	10 unités/caisse
Z8888265140	18 fr (6,0 mm)	122 cm (48 po)	10 unités/caisse



Z8888265108

Tubulures en silicone Salem Sump^{MC} avec valve antireflux

- Tubulure à double canal en silicone – un pour le drainage des liquides aspirés, l'autre pour l'aération
- Valve de prévention des reflux gastriques
- Marques radio-opaques Sentinel Line^{MC} avec tubulure Sentinel Eye^{MC}
- Connecteur 5-en-1 amovible
- Système de recouvrement avec capuchon d'évent, adaptateur de canal d'aspiration et capuchon d'adaptateur de canal d'aspiration
- Stériles

N° d'article	Unité Charrière	Longueur	Emballage
Z8888266213	10 fr (3,3 mm)	91 cm (36 po)	10 unités/caisse
Z8888266221	12 fr (4,0 mm)	122 cm (48 po)	10 unités/caisse
Z8888266247	14 fr (4,7 mm)	122 cm (48 po)	10 unités/caisse
Z8888266262	16 fr (5,3 mm)	122 cm (48 po)	10 unités/caisse
Z8888266288	18 fr (6,0 mm)	122 cm (48 po)	10 unités/caisse



Z8888266213

Sondes gastriques

Sondes gastriques Argyle^{MC} (de type Levin)



Z8888265314

- Sonde en PVC transparente et thermosensible à quatre œillets
- Marques radio-opaques Sentinel Line^{MC} avec tubulure Sentinel Eye^{MC}
- Extrémité distale ouverte
- Connecteur en entonnoir intégral
- Marques à 46 cm (18 po), 56 cm (22 po), 66 cm (26 po) et 76 cm (30 po) de l'extrémité distale
- Non stériles

N° d'article	Unité Charrière	Longueur	Emballage
Z8888265314	12 fr (4,0 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse
Z8888265322	16 fr (5,3 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse
Z8888265330	18 fr (6,0 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse

Sondes gastriques (de type Levin)



Z155712

- Sonde à quatre œillets décalés avec ouverture au centre pour réduire les traumas
- Marques de profondeur commençant à 20 po (50 cm) de l'extrémité distale et trois autres marques à intervalles de 10 cm (4 po)
- Pointe souple et arrondie réduisant les traumas lors de l'introduction
- Non stériles

N° d'article	Unité Charrière	Longueur	Emballage
Z155710	12 fr (4,0 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse
Z155711	14 fr (4,7 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse
Z155712	16 fr (5,3 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse
Z155713	18 fr (6,0 mm)	122 cm (48 po)	50 unités/caisse

Plateaux de lavage gastrique Argyle^{MC} Edlich

- Grandes seringues 140 cc (5 oz) graduées Monoject^{MC}
- Marques de profondeur à 46 cm (18 po), 56 cm (22 po), 66 cm (26 po) et 76 cm (30 po)
- Sonde gastrique transparente en PVC à extrémité fermée et à quatre œillets
- Pince

N° d'article	Unité Charrière	Longueur	Emballage
Z8888750018	34 fr (11,3 mm), grand	91 cm (36 po)	20 unités/caisse
Z8888750513	24 fr (8,0 mm), moyen/pour enfants	91 cm (36 po)	20 unités/caisse



Z8888750018





Z7771810E

Ports multifonctionnels Kangaroo^{MC} avec connecteurs sécuritaires pour système d'alimentation entérale

- Dispositifs permettant la résolution de l'alerte de 2006 du JCAHO sur les problèmes de branchement de tubulures[†]
- Systèmes de port fermé tout-en-un
- Dispositifs permettant l'alimentation, l'aspiration, l'irrigation et l'administration de médicaments
- Avec valve antireflux interne
- Sans DEHP
- Tubulure radio-opaque

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Description	Emballage
Z7771111	Z7771111E	Port multifonctionnel Kangaroo ^{MC} avec adaptateur à simple canal	10 unités/caisse

Tubulures Salem Sump^{MC}

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Description	Emballage
Z7771010	Z7771010E	Tubulure 10 fr Salem Sump ^{MC} avec port multifonctionnel Kangaroo ^{MC}	10 unités/caisse
Z7771210	Z7771210E	Tubulure 12 fr Salem Sump ^{MC} avec port multifonctionnel Kangaroo ^{MC}	10 unités/caisse
Z7771410	Z7771410E	Tubulure 14 fr Salem Sump ^{MC} avec port multifonctionnel Kangaroo ^{MC}	10 unités/caisse
Z7771610	Z7771610E	Tubulure 16 fr Salem Sump ^{MC} avec port multifonctionnel Kangaroo ^{MC}	10 unités/caisse
Z7771810	Z7771810E	Tubulure 18 fr Salem Sump ^{MC} avec port multifonctionnel Kangaroo ^{MC}	10 unités/caisse

Détecteurs de CO₂



Z777702

Détecteur de CO₂ Kangaroo^{MC}

- Technologie exclusive de papier colorimétrique
- Détecte la présence de CO₂ en quelques secondes
- S'attache facilement à un soufflet ou à une seringue
- Aucun changement à la technique d'insertion
- Dispositif à soufflet pratique :
 - Élimine les obstructions dans l'extrémité distale
 - Empêche le CO₂ d'entrer prématurément dans la sonde
 - Favorise la circulation de l'air, pour des résultats rapides

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	Description	Emballage
Z777702	Z777702E	Détecteur de CO ₂ Kangaroo ^{MC}	10 unités/caisse



Code	Produit	Page	Code	Produit	Page
Z1KCP	Ensemble ENTelliSet avec perforateur ENPlus non stérile avec connecteur ENFit ^{MC} Kangaroo ^{MC} Connect	7	Z406S	Seringue orale mauve non stérile de 6 ml	20
Z1000KCP	Ensemble ENTelliset non stérile de 1 000 ml avec connecteur ENFit ^{MC} Kangaroo ^{MC} Connect	7	Z410S	Seringue orale mauve non stérile de 10 ml	20
Z1054715	Pile Kangaroo ^{MC} ePump	4	Z412SG	Seringue orale mauve stérile de 12 ml	20
Z155710	Sondes gastriques 12 fr, 122 cm (48 po), type Levin	24	Z412SE	Seringue entérale stérile de 12 ml	20
Z155711	Sondes gastriques 14 fr, 122 cm (48 po), type Levin	24	Z435SG	Seringue orale mauve stérile de 35 ml	20
Z155712	Sondes gastriques 16 fr, 122 cm (48 po), type Levin	24	Z435SE	Seringue entérale stérile de 35 ml	20
Z155713	Sondes gastriques 18 fr, 122 cm (48 po), type Levin	24	Z460SE	Seringue entérale stérile de 60 ml	20
Z35ES/Z35ENS	Ensemble d'extension de 89 cm (35 po)	14	Z460SG	Seringue orale mauve stérile de 60 ml	20
Z35EY/Z35ENY	Ensemble d'extension avec bifurcation de 89 cm (35 po)	14	Z460208/ Z460208E	Sonde d'alimentation en PVC 10 fr, 107 cm (42 po) Argyle ^{MC}	14
Z382491	Adaptateur Kangaroo ^{MC} ePump	4	Z460406/ Z460406E	Sonde d'alimentation en PVC 8 fr, 107 cm (42 po) Argyle ^{MC}	14
Z382492	Pince de potence Kangaroo ^{MC} ePump	4	Z460604/ Z460604E	Sonde d'alimentation en PVC 8 fr, 41 cm (16 po) Argyle ^{MC}	14
Z383400	Pompe d'alimentation entérale avec pince de potence Kangaroo ^{MC} Joey	5	Z460711/ Z460711E	Sonde d'alimentation en PVC 6,5 fr, 41 cm (16 po) Argyle ^{MC}	14
Z383491	Cordon d'alimentation Kangaroo ^{MC} Joey	5	Z460802/ Z460802E	Sonde d'alimentation en PVC 5 fr, 41 cm (16 po) Argyle ^{MC}	14
Z383493	Pince de potence Kangaroo ^{MC} Joey	5	Z460836E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 8 fr x 91 cm (36 po)	10
Z384400	Pompe d'alimentation entérale avec pince de potence et adaptateur Kangaroo ^{MC} Connect	6	Z460843E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 8 fr x 109 cm (43 po)	10
Z384491	Cordon d'alimentation avec adaptateur Kangaroo ^{MC} Connect	6	Z460855E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 8 fr x 140 cm (55 po)	10
Z384492	Pince de potence Kangaroo ^{MC} Connect	6	Z461000E	Paille pour lait Kangaroo ^{MC}	15
Z384494	Chargeur pour voiture Kangaroo ^{MC} Connect	6	Z461008/ Z461008E	Sonde d'alimentation en PVC 5 fr, 91 cm (36 po) Argyle ^{MC}	14
Z384500CBW	Concentrateur de réseau Wi-Fi/Ethernet Kangaroo ^{MC} Connect	7	Z461036E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 10 fr x 91 cm (36 po)	10
Z384500CBC	Concentrateur de réseau cellulaire Kangaroo ^{MC} Connect	7	Z461043E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 10 fr x 109 cm (43 po)	10
Z386100	Console IRIS Kangaroo ^{MC} avec accessoires (adaptateur universel, pile, câble d'interface et pince de potence)	10	Z461055E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 10 fr x 140 cm (55 po)	10
Z388101	Adaptateur IRIS Kangaroo ^{MC}	10	Z461236E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 12 fr x 91 cm (36 po)	10
Z388102	Pile de rechange IRIS Kangaroo ^{MC}	10	Z461243E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 12 fr x 109 cm (43 po)	10
Z388103	Câble d'interface IRIS Kangaroo ^{MC}	10	Z461255E	Sonde d'alimentation Kangaroo ^{MC} avec technologie IRIS, 12 fr x 140 cm (55 po)	10
Z388104	Pince de montage IRIS Kangaroo ^{MC}	10	Z461042/ Z461042E	Sonde d'alimentation en polyuréthane 10 fr, 107 cm (42 po) Kangaroo ^{MC}	13
Z388105E	Dispositif d'insufflation IRIS Kangaroo ^{MC}	10	Z461206/ Z461206E	Sonde d'alimentation en PVC 3,5 fr, 31 cm (12 po) Argyle ^{MC}	14
Z4VENS	Ensemble d'extension pour alimentation par gravité de 10,2 cm (4 po)	14	Z461355/ Z461355E	Sonde d'alimentation en polyuréthane 3,5 fr, 31 cm (12 po) Kangaroo ^{MC}	13
Z400SE	Capuchon stérile d'embout de seringue ENFit ^{MC}	21	Z461412/ Z461412E	Sonde d'alimentation en polyuréthane 5 fr, 51 cm (20 po) Kangaroo ^{MC}	13
Z400BE	Capuchon non stérile d'embout de seringue ENFit ^{MC}	21	Z461420/ Z461420E	Sonde d'alimentation en polyuréthane 6,5 fr, 51 cm (20 po) Kangaroo ^{MC}	13
Z401S	Seringue orale mauve non stérile de 1 ml	20	Z461438/ Z461438E	Sonde d'alimentation en polyuréthane 6,5 fr, 91 cm (36 po) Kangaroo ^{MC}	13
Z401SE	Seringue entérale stérile de 1 ml	20	Z461503/ Z461503E	Sonde d'alimentation en polyuréthane 5 fr, 91 cm (36 po) Kangaroo ^{MC}	13
Z401SG	Seringue orale mauve stérile de 1 ml	20			
Z403S	Seringue orale mauve non stérile de 3 ml	20			
Z403SE	Seringue entérale stérile de 3 ml	20			
Z403SG	Seringue orale mauve stérile de 3 ml	20			
Z406S	Seringue orale mauve non stérile de 6 ml	20			
Z406SE	Seringue entérale stérile de 6 ml	20			

Code	Produit	Page	Code	Produit	Page
Z461701/ Z461701E	Sonde d'alimentation en polyuréthane 8 fr, 51 cm (20 po) Kangaroo ^{MC}	13	Z714450	TGP avec ballonnet 14 fr x 4,5 cm	18
Z461800/ Z461800E	Sonde d'alimentation en polyuréthane 8 fr, 107 cm (42 po) Kangaroo ^{MC}	13	Z714500	TGP avec ballonnet 14 fr x 5,0 cm	18
Z462000E	Paille pour médicament Monoject ^{MC} de 6 cm	21	Z716080	TGP avec ballonnet 16 fr x 0,8 cm	18
Z46312	Sac de transport bloquant la lumière/ rayons ultraviolets	21	Z716100	TGP avec ballonnet 16 fr x 1,0 cm	18
Z464000E	Paille pour médicament Monoject ^{MC} de 10 cm	21	Z716120	TGP avec ballonnet 16 fr x 1,2 cm	18
Z4699E	Adaptateur de bouteille universel	21	Z716150	TGP avec ballonnet 16 fr x 1,5 cm	18
Z482400J	Kangaroo ^{MC} ePump avec pince de potence	4	Z716154	Ensemble avec burette stérile de 100 ml Kangaroo ^{MC} ePump	4
Z500KCP	Ensemble ENTelliset non stérile de 500 ml avec connecteur ENFit ^{MC} Kangaroo ^{MC} Connect	7	Z716170	TGP avec ballonnet 16 fr x 1,7 cm	18
Z60ES/Z60ENS	Ensemble d'extension de 152 cm (60 po)	14	Z716200	TGP avec ballonnet 16 fr x 2,0 cm	18
Z60EY/Z60ENY	Ensemble d'extension avec bifurcation de 152 cm (60 po)	14	Z716230	TGP avec ballonnet 16 fr x 2,3 cm	18
Z60VENS	Ensemble d'extension pour alimentation par gravité de 152 cm (60 po)	14	Z716250	TGP avec ballonnet 16 fr x 2,5 cm	18
Z60VENY	Ensemble d'extension pour alimentation par gravité avec bifurcation de 152 cm (60 po)	14	Z716270	TGP avec ballonnet 16 fr x 2,7 cm	18
Z674668	Ensemble d'alimentation de 500 ml avec sac de rinçage de 500 ml Kangaroo ^{MC} ePump	4	Z716300	TGP avec ballonnet 16 fr x 3,0 cm	18
Z702505	Ensemble d'alimentation par gravité de 1 000 ml, gros diamètre	9	Z716350	TGP avec ballonnet 16 fr x 3,5 cm	18
Z712080	TGP avec ballonnet 12 fr x 0,8 cm	18	Z716400	TGP avec ballonnet 16 fr x 4,0 cm	18
Z712100	TGP avec ballonnet 12 fr x 1,0 cm	18	Z716450	TGP avec ballonnet 16 fr x 4,5 cm	18
Z712120	TGP avec ballonnet 12 fr x 1,2 cm	18	Z716500	TGP avec ballonnet 16 fr x 5,0 cm	18
Z712150	TGP avec ballonnet 12 fr x 1,5 cm	18	Z718080	TGP avec ballonnet 18 fr x 0,8 cm	18
Z712170	TGP avec ballonnet 12 fr x 1,7 cm	18	Z718100	TGP avec ballonnet 18 fr x 1,0 cm	18
Z712200	TGP avec ballonnet 12 fr x 2,0 cm	18	Z718120	TGP avec ballonnet 18 fr x 1,2 cm	18
Z712230	TGP avec ballonnet 12 fr x 2,3 cm	18	Z718150	TGP avec ballonnet 18 fr x 1,5 cm	18
Z712250	TGP avec ballonnet 12 fr x 2,5 cm	18	Z718170	TGP avec ballonnet 18 fr x 1,7 cm	18
Z712270	TGP avec ballonnet 12 fr x 2,7 cm	18	Z718200	TGP avec ballonnet 18 fr x 2,0 cm	18
Z712300	TGP avec ballonnet 12 fr x 3,0 cm	18	Z718230	TGP avec ballonnet 18 fr x 2,3 cm	19
Z712350	TGP avec ballonnet 12 fr x 3,5 cm	18	Z718250	TGP avec ballonnet 18 fr x 2,5 cm	19
Z712400	TGP avec ballonnet 12 fr x 4,0 cm	18	Z718270	TGP avec ballonnet 18 fr x 2,7 cm	19
Z712450	TGP avec ballonnet 12 fr x 4,5 cm	18	Z718300	TGP avec ballonnet 18 fr x 3,0 cm	19
Z712500	TGP avec ballonnet 12 fr x 5,0 cm	18	Z718350	TGP avec ballonnet 18 fr x 3,5 cm	19
Z714080	TGP avec ballonnet 14 fr x 0,8 cm	18	Z718400	TGP avec ballonnet 18 fr x 4,0 cm	19
Z714100	TGP avec ballonnet 14 fr x 1,0 cm	18	Z718450	TGP avec ballonnet 18 fr x 4,5 cm	19
Z714120	TGP avec ballonnet 14 fr x 1,2 cm	18	Z718500	TGP avec ballonnet 18 fr x 5,0 cm	19
Z714150	TGP avec ballonnet 14 fr x 1,5 cm	18	Z720080	TGP avec ballonnet 20 fr x 0,8 cm	19
Z714170	TGP avec ballonnet 14 fr x 1,7 cm	18	Z720100	TGP avec ballonnet 20 fr x 1,0 cm	19
Z714200	TGP avec ballonnet 14 fr x 2,0 cm	18	Z720120	TGP avec ballonnet 20 fr x 1,2 cm	19
Z714230	TGP avec ballonnet 14 fr x 2,3 cm	18	Z720150	TGP avec ballonnet 20 fr x 1,5 cm	19
Z714250	TGP avec ballonnet 14 fr x 2,5 cm	18	Z720170	TGP avec ballonnet 20 fr x 1,7 cm	19
Z714270	TGP avec ballonnet 14 fr x 2,7 cm	18	Z720200	TGP avec ballonnet 20 fr x 2,0 cm	19
Z714300	TGP avec ballonnet 14 fr x 3,0 cm	18	Z720230	TGP avec ballonnet 20 fr x 2,3 cm	19
Z714350	TGP avec ballonnet 14 fr x 3,5 cm	18	Z720250	TGP avec ballonnet 20 fr x 2,5 cm	19
Z714400	TGP avec ballonnet 14 fr x 4,0 cm	18	Z720270	TGP avec ballonnet 20 fr x 2,7 cm	19
			Z720300	TGP avec ballonnet 20 fr x 3,0 cm	19
			Z720350	TGP avec ballonnet 20 fr x 3,5 cm	19
			Z720400	TGP avec ballonnet 20 fr x 4,0 cm	19
			Z720450	TGP avec ballonnet 20 fr x 4,5 cm	19
			Z720500	TGP avec ballonnet 20 fr x 5,0 cm	19

Code	Produit	Page	Code	Produit	Page
Z724080	TGP avec ballonnet 24 fr x 0,8 cm	19	Z775100	Perforateur ENPlus avec sac de rinçage de 1 000 ml Kangaroo ^{MC} ePump	4
Z724100	TGP avec ballonnet 24 fr x 1,0 cm	19	Z775659	Ensemble avec perforateur ENPlus Kangaroo ^{MC} ePump	4
Z724120	TGP avec ballonnet 24 fr x 1,2 cm	19	Z776150	Tubulure de recertification de 100 ml avec burette Kangaroo ^{MC} ePump	4
Z724150	TGP avec ballonnet 24 fr x 1,5 cm	19	Z7771010/ Z7771010E	Tubulure 10 fr Salem Sump ^{MC} avec port multifonctionnel Kangaroo ^{MC}	26
Z724170	TGP avec ballonnet 24 fr x 1,7 cm	19	Z7771210/ Z7771210E	Tubulure 12 fr Salem Sump ^{MC} avec port multifonctionnel Kangaroo ^{MC}	26
Z724200	TGP avec ballonnet 24 fr x 2,0 cm	19	Z7771410/ Z7771410E	Tubulure 14 fr Salem Sump ^{MC} avec port multifonctionnel Kangaroo ^{MC}	26
Z724230	TGP avec ballonnet 24 fr x 2,3 cm	19	Z7771610/ Z7771610E	Tubulure 16 fr Salem Sump ^{MC} avec port multifonctionnel Kangaroo ^{MC}	26
Z724250	TGP avec ballonnet 24 fr x 2,5 cm	19	Z7771810/ Z7771810E	Tubulure 18 fr Salem Sump ^{MC} avec port multifonctionnel Kangaroo ^{MC}	26
Z724270	TGP avec ballonnet 24 fr x 2,7 cm	19	Z777702/ Z777702E	Détecteur de CO ₂ Kangaroo ^{MC}	26
Z724300	TGP avec ballonnet 24 fr x 3,0 cm	19	Z84065/ Z84065E	Supports pour tige de solution intraveineuse avec seringue à piston 60 cc	9
Z724350	TGP avec ballonnet 24 fr x 3,5 cm	19	Z8881101015	Seringue entérale non stérile de 1 ml	20
Z724400	TGP avec ballonnet 24 fr x 4,0 cm	19	Z8881103015	Seringue entérale non stérile de 3 ml	20
Z724450	TGP avec ballonnet 24 fr x 4,5 cm	19	Z8881106015	Seringue entérale non stérile de 6 ml	20
Z724500	TGP avec ballonnet 24 fr x 5,0 cm	19	Z8881112015	Seringue entérale non stérile de 12 ml	20
Z762055	Tubulure de pompe de 500 ml Kangaroo ^{MC} Joey	5	Z8881135015	Seringue entérale non stérile de 35 ml	20
Z763656	Tubulure de pompe de 1 000 ml Kangaroo ^{MC} Joey	5	Z8881160015	Seringue entérale non stérile de 60 ml	20
Z763662	Tubulure de pompe de 1 000 ml avec sac de rinçage Kangaroo ^{MC} Joey	5	Z8884700108/ Z8884700108E	Seringue de trousse d'irrigation avec contenant et cuvette 500 cc	9
Z765100	Sac de rinçage de 1 000 ml avec vis de sécurité Kangaroo ^{MC} Joey	5	Z8884700116/ Z8884700116E	Seringue de trousse d'irrigation avec contenant 500 cc	9
Z765000	Raccord de transition Kangaroo ^{MC} ENFit ^{MC}	9	Z8884700207/ Z8884700207E	Extension de tubulure de pompe de 1,2 m (4 pi)	9
Z765559	Ensemble avec perforateur ENPlus Kangaroo ^{MC} Joey	5	Z8884702500	Sac d'alimentation par gravité de 1 000 ml	9
Z77000FD	Ensemble avec perforateur non stérile ENPlus Kangaroo ^{MC} Connect	7	Z8884705008/ Z8884705008E	Ensemble d'extension en Y	9
Z770025	Mini sac à dos noir Kangaroo ^{MC} Joey	6	Z8884710826/ Z8884710826E	Sonde d'alimentation 8 fr, 140 cm (55 po) Kangaroo ^{MC} avec embout Dobbhoff ^{MC}	11
Z770026	Mini sac à dos bleu Kangaroo ^{MC} Joey	6	Z8884710842/ Z8884710842E	Sonde d'alimentation 8 fr, 109 cm (43 po) Kangaroo ^{MC} avec embout Dobbhoff ^{MC} , sans stylet	11
Z770027	Mini sac à dos vert Kangaroo ^{MC} Joey	6	Z8884710859/ Z8884710859E	Sonde d'alimentation 8 fr, 109 cm (43 po) Kangaroo ^{MC} avec embout Dobbhoff ^{MC}	11
Z770028	Super mini sac à dos bleu Kangaroo ^{MC} Joey	6	Z8884710867/ Z8884710867E	Sonde d'alimentation 8 fr, 109 cm (43 po) Kangaroo ^{MC} avec embout standard	11
Z770029	Super mini sac à dos rose Kangaroo ^{MC} Joey	6	Z8884711006/ Z8884711006E	Sonde d'alimentation 10 fr, 109 cm (43 po) Kangaroo ^{MC} avec embout Dobbhoff ^{MC}	11
Z770031	Super mini sac à dos noir Kangaroo ^{MC} Joey	6	Z8884711246/ Z8884711246E	Sonde d'alimentation 12 fr, 109 cm (43 po) Kangaroo ^{MC} avec embout Dobbhoff ^{MC} , sans stylet	11
Z770032	Super mini sac à dos vert Kangaroo ^{MC} Joey	6	Z8884711253/ Z8884711253E	Sonde d'alimentation 12 fr, 109 cm (43 po) Kangaroo ^{MC} avec embout Dobbhoff ^{MC}	11
Z770034	Mini sac à dos rose Kangaroo ^{MC} Joey	6	Z8884711501	Sonde d'alimentation sans poids 12 fr, 91 cm (36 po) Kangaroo ^{MC}	12
Z770035S	Sac à dos mauve Kangaroo ^{MC} Connect, petit	8	Z8884711519	Sonde d'alimentation sans poids 14 fr, 91 cm (36 po) Kangaroo ^{MC}	12
Z770035M	Sac à dos mauve Kangaroo ^{MC} Connect, moyen	8	Z8884711550	Sonde d'alimentation sans poids 10 fr, 91 cm (36 po) Kangaroo ^{MC}	12
Z770035L	Sac à dos mauve Kangaroo ^{MC} Connect, grand	8			
Z770037S	Sac à dos noir Kangaroo ^{MC} Connect, petit	8			
Z770037M	Sac à dos noir Kangaroo ^{MC} Connect, moyen	8			
Z770037L	Sac à dos noir Kangaroo ^{MC} Connect, grand	8			
Z77100FD	Ensemble avec sac non stérile de 1 000 ml Kangaroo ^{MC} Connect	7			
Z771111/ Z771111E	Port multifonctionnel Kangaroo ^{MC} avec adaptateur à simple canal	26			
Z772055	Tubulure de pompe de 500 ml Kangaroo ^{MC} ePump	4			
Z773656	Tubulure de pompe de 1 000 ml Kangaroo ^{MC} ePump	4			
Z773662	Ensemble d'alimentation de 1 000 ml avec sac de rinçage de 1 000 ml Kangaroo ^{MC} ePump	4			
Z77500FD	Ensemble avec sac non stérile de 500 ml Kangaroo ^{MC} Connect	7			

Code	Produit	Page	Code	Produit	Page
Z8884711568	Sonde d'alimentation sans poids 8 fr, 91 cm (36 po) Kangaroo ^{MC}	12	Z8884752505/ Z8884752505E	Sonde d'alimentation nasojéjunale 12 fr, 152 cm (60 po) Kangaroo ^{MC}	12
Z8884715122/ Z8884715122E	Sonde de gastrostomie 12 fr, 5 cc, Kangaroo ^{MC} avec port en Y	16	Z8884752513/ Z8884752513E	Sonde d'alimentation nasojéjunale et sonde de décompression gastrique, 16 fr, 170 cm (67 po) Kangaroo ^{MC}	12
Z8884715148/ Z8884715148E	Sonde de gastrostomie 14 fr, 5 cc, Kangaroo ^{MC} avec port en Y	16	Z8888264911	Tubulure en PVC 10 fr, 91 cm (36 po) Salem Sump ^{MC}	22
Z8884720163/ Z8884720163E	Sonde de gastrostomie 16 fr, 20 cc, Kangaroo ^{MC} avec port en Y	16	Z8888264929	Tubulure en PVC 12 fr, 122 cm (48 po) Salem Sump ^{MC}	22
Z8884720189/ Z8884720189E	Sonde de gastrostomie 18 fr, 20 cc, Kangaroo ^{MC} avec port en Y	16	Z8888264945	Tubulure en PVC 14 fr, 122 cm (48 po) Salem Sump ^{MC}	22
Z8884720205/ Z8884720205E	Sonde de gastrostomie 20 fr, 20 cc, Kangaroo ^{MC} avec port en Y	16	Z8888264960	Tubulure en PVC 16 fr, 122 cm (48 po) Salem Sump ^{MC}	22
Z8884720221/ Z8884720221E	Sonde de gastrostomie 22 fr, 20 cc, Kangaroo ^{MC} avec port en Y	16	Z8888264986	Tubulure en PVC 18 fr, 122 cm (48 po) Salem Sump ^{MC}	22
Z8884720247/ Z8884720247E	Sonde de gastrostomie 24 fr, 20 cc, Kangaroo ^{MC} avec port en Y	16	Z8888265108	Tubulure en silicone 10 fr, 91 cm (36 po) Salem Sump ^{MC}	23
Z8884720265/ Z8884720265E	Sonde de gastrostomie 26 fr, 20 cc, Kangaroo ^{MC} avec port en Y	16	Z8888265116	Tubulure en silicone 12 fr, 122 cm (48 po) Salem Sump ^{MC}	23
Z8884720285/ Z8884720285E	Sonde de gastrostomie 28 fr, 20 cc, Kangaroo ^{MC} avec port en Y	16	Z8888265124	Tubulure en silicone 14 fr, 122 cm (48 po) Salem Sump ^{MC}	23
Z8884720817/ Z8884720817E	Sonde d'alimentation 8 fr, 91 cm (36 po) Kangaroo ^{MC} avec pointe standard, sans stylet	11	Z8888265132	Tubulure en silicone 16 fr, 122 cm (48 po) Salem Sump ^{MC}	23
Z8884720825/ Z8884720825E	Sonde d'alimentation 8 fr, 91 cm (36 po) Kangaroo ^{MC} avec pointe standard	11	Z8888265140	Tubulure en silicone 18 fr, 122 cm (48 po) Salem Sump ^{MC}	23
Z8884720841/ Z8884720841E	Sonde d'alimentation 8 fr, 109 cm (43 po) Kangaroo ^{MC} avec embout standard, sans stylet	11	Z8888265314	Sonde gastrique 12 fr, 122 cm (48 po), Argyle ^{MC} , type Levin	24
Z8884720855/ Z8884720855E	Sonde d'alimentation 8 fr, 140 cm (55 po) Kangaroo ^{MC} avec embout standard	11	Z8888265322	Sonde gastrique 16 fr, 122 cm (48 po), Argyle ^{MC} , type Levin	24
Z8884720858/ Z8884720858E	Sonde d'alimentation 8 fr, 109 cm (43 po) Kangaroo ^{MC} avec embout standard	11	Z8888265330	Sonde gastrique 18 fr, 122 cm (48 po), Argyle ^{MC} , type Levin	24
Z8884721055/ Z8884721055E	Sonde d'alimentation 10 fr, 140 cm (55 po) Kangaroo ^{MC} avec embout standard	11	Z8888266106	Tubulure en PVC Salem Sump ^{MC} avec valve antireflux 10 fr x 91 cm (36 po)	22
Z8884721088/ Z8884721088E	Sonde d'alimentation 10 fr, 109 cm (43 po) Kangaroo ^{MC} avec embout standard	11	Z8888266114	Tubulure en PVC Salem Sump ^{MC} avec valve antireflux 12 fr, 122 cm (48 po)	22
Z8884721096/ Z8884721096E	Sonde d'alimentation 10 fr, 109 cm (43 po) Kangaroo ^{MC} avec embout standard, sans stylet	11	Z8888266122	Tubulure en PVC Salem Sump ^{MC} avec valve antireflux 14 fr, 122 cm (48 po)	22
Z8884721211/ Z8884721211E	Sonde d'alimentation 12 fr, 91 cm (36 po) Kangaroo ^{MC} avec embout standard, sans stylet	11	Z8888266130	Tubulure en PVC Salem Sump ^{MC} avec valve antireflux 16 fr, 122 cm (48 po)	22
Z8884721237/ Z8884721237E	Sonde d'alimentation 12 fr, 109 cm (43 po) Kangaroo ^{MC} avec embout standard, sans stylet	11	Z8888266148	Tubulure en PVC Salem Sump ^{MC} avec valve antireflux 18 fr, 122 cm (48 po)	22
Z8884721252/ Z8884721252E	Sonde d'alimentation 12 fr, 109 cm (43 po) Kangaroo ^{MC} avec embout standard	11	Z8888266197	Valve antireflux Salem Sump ^{MC}	23
Z8884721255/ Z8884721255E	Sonde d'alimentation 12 fr, 140 cm (55 po) Kangaroo ^{MC} avec embout standard	11	Z8888266213	Tubulure en silicone 10 fr, 91 cm (36 po) Salem Sump ^{MC} avec valve antireflux	23
Z8884741805	Dispositif de mesure de stomies, stérile	19	Z8888266221	Tubulure en silicone 12 fr, 122 cm (48 po) Salem Sump ^{MC} avec valve antireflux	23
Z8884741813	Trousse d'alimentation par bolus, non stérile	19	Z8888266247	Tubulure en silicone 14 fr, 122 cm (48 po) Salem Sump ^{MC} avec valve antireflux	23
Z8884741821	Trousse d'alimentation continue, non stérile	19	Z8888266262	Tubulure en silicone 16 fr, 122 cm (48 po) Salem Sump ^{MC} avec valve antireflux	23
Z8884751622/ Z8884751622E	Port en Y/gastrostomie endoscopique percutanée 16 fr Adaptateur non stérile	16	Z8888266288	Tubulure en silicone 18 fr, 122 cm (48 po) Salem Sump ^{MC} avec valve antireflux	23
Z8884751630	Trousses de gastrostomie endoscopique percutanée de type « pull », 16 fr	17	Z8888268060	Tubulure en PVC 6 fr, 61 cm (24 po) Salem Sump ^{MC}	22
Z8884752042/ Z8884752042E	Port en Y/gastrostomie endoscopique percutanée 20 fr Adaptateur non stérile	16	Z8888268086	Tubulure en PVC 8 fr, 61 cm (24 po) Salem Sump ^{MC}	22
Z8884752067	Trousses de gastrostomie endoscopique percutanée de type « pull », 20 fr	17	Z8888750018	Plateaux de lavage gastrique Argyle ^{MC} Edlich, grand	25
			Z8888750513	Plateaux de lavage gastrique Argyle ^{MC} Edlich, moyen	25
			ZF010506	Pile Kangaroo ^{MC} Joey	5

Pour en savoir plus ou pour commander, communiquez dès maintenant avec votre **représentant des ventes** de Cardinal Health Canada ou **appelez au 1.888.291.5033**.

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) ont adopté une nouvelle norme de conception des connecteurs entéraux. Les connecteurs conformes portent l'appellation ENFit™. Les connecteurs ENFit™ visent à accroître la sécurité des patients et à réduire le risque d'administration de médicaments i.v. à l'aide d'un dispositif d'alimentation entérale.

© Cardinal Health Canada, 2019. Tous droits réservés. CARDINAL HEALTH, Kangaroo, Salem Sump, Monoject, Argyle et le LOGO Cardinal Health sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cardinal Health. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. N° de document CA : N° 2PATR18-748943, 19-054 (10/2019)



Cardinal Health Canada
1000 Tesma Way
Vaughan, ON L4K 5R8

shop.cardinalhealth.ca