

Sonde Salem Sump^{MC} avec connecteur ENFit^{MC}



La nouvelle sonde **Salem Sump^{MC}** avec **connecteur ENFit^{MC}** a maintenant une indication étendue pour **le drainage et l'alimentation**. Les hôpitaux convertis au connecteur ENFit^{MC} peuvent maintenant convertir complètement leur pratique. La nouvelle indication pour l'alimentation en fait la **première sonde à double lumière compatible avec le connecteur ENFit^{MC} au Canada**.

Caractéristiques du produit

- Convient à la décompression gastrique, à l'alimentation, à l'irrigation et à l'administration de médicaments
- Valve de prévention des reflux gastriques
- Marques radio-opaques Sentinel Line^{MC} avec tubulure Sentinel Eye^{MC}
- Extrémité en entonnoir de l'évent pouvant être utilisée pour boucher l'adaptateur 5-en-1
- Graduation en centimètres
- Stérile




Connecteur ENFit^{MC}

Permet d'utiliser la tubulure Salem Sump^{MC} avec le système de connexion ENFit^{MC} pour assurer la sécurité des patients.



Valve antireflux*

La valve antireflux aide à empêcher le contenu de l'estomac de sortir de l'évent pour assurer la sécurité des cliniciens.



Tubulure à double lumière

La tubulure à double canal compense la pression négative créée par l'aspiration. Elle peut maintenant être aussi utilisée pour l'alimentation.

Renseignements pour commander

Sonde Salem Sump^{MC} avec connecteur ENFit^{MC}

Numéro D'article	Description	Emballage
Z8888268060E	6 fr, longueur : 61 cm	10 un/ca
Z8888268086E	8 fr, longueur : 61 cm	10 un/ca
Z8888264911E	10 fr, longueur : 91 cm	50 un/ca
Z8888264929E	12 fr, longueur : 122 cm	50 un/ca

Numéro D'article	Description	Emballage
Z8888264945E	14 fr, longueur : 122 cm	50 un/ca
Z8888264960E	16 fr, longueur : 122 cm	50 un/ca
Z8888264986E	18 fr, longueur : 122 cm	50 un/ca
Z8888266197	Valve antireflux	10 un/ca

*La valve antireflux est vendue séparément.

Pour en savoir plus ou pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant Cardinal Health Canada ou composer le 1.888.291.5033.