



Produits d'urologie

Catalogue




Table des matières

	Sondes Foley 3
	Sondes Foley 100% silicone Dover ^{MC} avec revêtement d'ions d'argent Sondes Foley en silicone à 100 % Dover ^{MC} Sondes Foley en latex Dover ^{MC} à revêtement en hydrogel Sondes Foley en latex Dover ^{MC} à revêtement en silicone Sondes Foley en latex Dover ^{MC} à revêtement en élastomère de silicone
	Produits collecteurs d'urine 8
	Sac de drainage Dover ^{MC} Urinomètre Dover ^{MC} Sacs de drainage d'urine qui s'attachent à la jambe Dover ^{MC} Extension de tubulure urinaire Dover ^{MC} avec connecteur
	Sondes urétrales 10
	Sondes urétrales sans latex Dover ^{MC} (PVC) Sondes urétrales en latex Dover ^{MC}
	Sondes externes 12
	Sondes externe pour hommes Dover ^{MC} Uri-Drain Sondes Dover ^{MC} Texas Sangle adhésive Dover ^{MC} Sangle adhésive en mousse dense Dover ^{MC}
	Produits de lavement et de soins auxiliaires 13
	Trousses de lavement Dover ^{MC} Seau de lavement Dover ^{MC} Tube de lavement Dover ^{MC}
	Accessoires 14
	Trousse de prélèvement d'échantillons à mi-miction Dover ^{MC} Contenants d'échantillons de chaise d'aisance Dover ^{MC} Collecteur d'urine pour enfants Dover ^{MC} Dispositif de fixation de sondes Dover ^{MC} Bouchon de sondes Dover ^{MC} avec capuchon Sangle de sondes qui s'attache à la jambe Dover ^{MC}
	Irrigation 15
	Poire Dover ^{MC} Seringue à piston Dover ^{MC}
	Index 16

Sondes de Foley

Sondes Foley 100% silicone Dover^{MC} avec revêtement d'ions d'argent

- Entièrement faites de silicone avec revêtement en hydrogel argenté
- Longueur de 16 po
- Embout arrondi, deux œillets opposés
- Les sondes Foley entièrement faites de silicone éliminent les problèmes liés à l'allergie au latex.
- Les surfaces externes et internes de la sondes et du ballonnet contiennent un revêtement breveté d'argent et d'hydrogel qui assure une libération constante de particules d'argent ioniques.
- Le revêtement en hydrogel facilite l'insertion pour prévenir les traumatismes de l'urètre.



Z605122IC



Z665183IC

2 voies

Code de l'article	Format	Emballage
5 cc, 2 voies		
Z605122IC	12 fr (4,0 mm)	10 unités/boîte
Z605148IC	14 fr (4,7 mm)	10 unités/boîte
Z605163IC	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte
Z605189IC	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte
Z605205IC	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte
Z605221IC	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte
Z605247IC	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte
Z605262IC	26 fr (8,7 mm)	10 unités/boîte
30 cc, 2 voies		
Z630187IC	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte
Z630203IC	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte
Z630229IC	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte
Z630245IC	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte
Z630260IC	26 fr (8,7 mm)	10 unités/boîte

3 voies

Code de l'article	Format	Emballage
30 cc, 3 voies		
Z665183IC	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte
Z665209IC	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte
Z665225IC	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte
Z665241IC	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte

Spécialité


Code de l'article	Format	Emballage
5 cc, 2 voies, embout coudé		
Z20512ICC	12 fr (4,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z20514ICC	14 fr (4,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z20516ICC	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z20518ICC	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z20520ICC	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z20522ICC	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
30 cc, 2 voies, embout coudé		
Z23018ICC	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z23020ICC	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse

Sondes Foley en silicone à 100 % Dover^{MC}


- Les sondes Foley entièrement faites de silicone éliminent les problèmes liés à l'allergie au latex.
- Longueur de 16 po
- Le matériau biocompatible, inorganique, non poreux, non toxique et non adhérent réduit le risque d'incrustation, d'urétrite et de rétrécissement par rapport aux sondes en latex.
- Emballées dans une pochette extérieure détachable avec une gaine intérieure facile à ouvrir



Z8887605163



Z8887664161



Z20512C

2 voies

Code de l'article	Format	Emballage
3 cc, 2 voies, enfants, 12 po		
Z8887603085	8 fr (2,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887603101	10 fr (3,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
5 cc, 2 voies		
Z8887605122	12 fr (4,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887605148	14 fr (4,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887605163	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887605189	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887605205	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887605221	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887605247	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887605262	26 fr (8,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887605282	28 fr (9,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887605303	30 fr (10,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
30 cc, 2 voies		
Z8887630142	14 fr (4,7 mm)	10 unités/boîte
Z8887630163	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887630187	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887630203	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887630229	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887630245	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887630260	26 fr (8,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887630284	28 fr (9,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887630305	30 fr (10,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse

3 voies

Code de l'article	Format	Emballage
5 cc, 3 voies		
Z8887664161	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte
Z8887664182	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte
Z8887664203	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte
Z8887664224	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte
Z8887664245	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte
Z8887664266	26 fr (8,7 mm)	10 unités/boîte
Z8887664287	28 fr (9,3 mm)	10 unités/boîte
30 cc, 3 voies		
Z8887665161	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte
Z8887665183	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887665209	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887665225	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887665241	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887665262	26 fr (8,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887665283	28 fr (9,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse

Spécialité


Code de l'article	Format	Emballage
5 cc, 2 voies, embout coudé		
Z20512C	12 fr (4,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z20514C	14 fr (4,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z20516C	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z20518C	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z20520C	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z20522C	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z20524C	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
30 cc, 2 voies, embout coudé		
Z23018C	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z23020C	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z23022C	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z23024C	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z23026C	26 fr (8,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
5 cc, 2 voies, embout Council		
Z40516L	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z40518L	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z40520L	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z40522L	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z40524L	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse

Sondes Foley en latex Dover^{MC}

- Longueur de 16 po
- Les revêtements facilitent l'insertion pour aider à prévenir les traumatismes de l'urètre.



Z1612



Z2718



Z8887623125

Revêtement en hydrogel 2 voies

Code de l'article	Format	Emballage
5 cc, 2 voies		
Z1612	12 fr (4,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1614	14 fr (4,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1616	16 fr (5,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1619	18 fr (6,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1621	20 fr (6,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1622	22 fr (7,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1624	24 fr (8,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1626	26 fr (8,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1628	28 fr (9,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1631	30 fr (10,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
30 cc, 2 voies		
Z1416	16 fr (5,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1419	18 fr (6,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1420	20 fr (6,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1422	22 fr (7,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1424	24 fr (8,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1426	26 fr (8,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1427	28 fr (9,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1431	30 fr (10,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse

3 voies

Code de l'article	Format	Emballage
5 cc, 3 voies		
Z2718	18 fr (6,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z2720	20 fr (6,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z2722	22 fr (7,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z2723	24 fr (8,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
30 cc, 3 voies		
Z2819	18 fr (6,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z2821	20 fr (6,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z2822	22 fr (7,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z2824	24 fr (8,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z2826	26 fr (8,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse

Revêtement à l'huile de silicone 2 voies

Code de l'article	Format	Emballage
5 cc, 2 voies		
Z8887623125	12 fr (4,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3558	14 fr (4,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3560	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3563	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3565	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3567	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3570	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3573	26 fr (8,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3575	28 fr (9,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3577	30 fr (10,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
30 cc, 2 voies		
Z8887624149	14 fr (4,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3601	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3607	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3611	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3614	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3618	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3619	26 fr (8,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3623	28 fr (9,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z3631	30 fr (10,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse

Sondes Foley en latex Dover^{MC} (suite)



Z8887654088

Revêtement en élastomère de silicone

2 voies

Code de l'article	Format	Emballage
3 cc, 2 voies, enfants, 12 po		
Z8887654088	8 fr (2,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887654104	10 fr (3,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
5 cc, 2 voies		
Z402712	12 fr (4,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z402714	14 fr (4,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z402716	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z402718	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z402720	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z402722	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z402724	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z402726	26 fr (8,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z402728	28 fr (9,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z402730	30 fr (10,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
30 cc, 2 voies		
Z403712	12 fr (4,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z403714	14 fr (4,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z403716	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z403718	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z403720	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z403722	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z403724	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z403726	26 fr (8,7 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z403728	28 fr (9,3 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z403730	30 fr (10,0 mm)	10 unités/boîte, 10 boîtes/caisse


3 voies

Code de l'article	Format	Emballage
5 cc, 3 voies		
Z8887688169	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887688185	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887688201	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887688227	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887688243	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887688268	26 fr (8,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
30 cc, 3 voies		
Z8887689167	16 fr (5,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887689183	18 fr (6,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887689209	20 fr (6,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887689225	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887689241	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887689266	26 fr (8,7 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse

Sondes Foley en latex Dover^{MC} (suite)



Z1512C



Z8887649229

Spécialité 2 voies

Code de l'article	Format	Emballage
5 cc, 2 voies, embout coudé, revêtement en hydrogel		
Z1612C	12 fr (4,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1614C	14 fr (4,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1616C	16 fr (5,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1618C	18 fr (6,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1620C	20 fr (6,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1622C	22 fr (7,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1624C	24 fr (8,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
5 cc, 2 voies, latex rouge, radio-opaque, embout coudé, revêtement en hydrogel		
Z1512C	12 fr (4,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1514C	14 fr (4,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1516C	16 fr (5,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1518C	18 fr (6,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1520C	20 fr (6,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1522C	22 fr (7,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1524C	24 fr (8,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
30 cc, 2 voies, embout coudé, revêtement en hydrogel		
Z1416C	16 fr (5,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1418C	18 fr (6,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1420C	20 fr (6,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1422C	22 fr (7,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z1424C	24 fr (8,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse

3 voies

Code de l'article	Format	Emballage
RTUP, 30 à 50 cc, jusqu'à 90 cc, 3 voies, 4 œillets opposés, paroi de sondes renforcée de nylon, revêtement en élastomère de silicone		
Z8887649229	22 fr (7,3 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse
Z8887649245	24 fr (8,0 mm)	10 unités/boîte, 6 boîtes/caisse

Produits collecteurs d'urine

Sac de drainage Dover^{MC}

- Capacité de 1 000 mL, 2 000 mL et 4 000 mL
- Bec de drain fermé comprenant un socle à 45°
- Crochets pivotants
- L'évent supérieur favorise un débit optimal dans le système de collecte.
- L'orifice pour échantillons avec vis Luer-Lock prévient les blessures par piqûre d'aiguille.
- L'ajustement de la tubulure et la pince pour draps améliorent le débit.



Z6308LL

Code de l'article	Format	Évent supérieur	ORIFICES POUR ÉCHANTILLONS			Ajustement de la tubulure avec pince pour draps	Pince pour draps	DRAINS		Dispositif antireflux	ATTACHES				Emballage
			Luer-Lock	Sans aiguille	Aiguille			Bec fermé	Tubulure de drainage		Crochet de lit	Cordon	Crochet et boucle	Boucle en plastique	
															
Tubulure de 52 po															
Z30510	2 000 mL				■		■		■	■				■	20 unités/caisse
Tubulure de 48 po															
Z6251	4 000 mL				■		■		2	2		■			10 unités/caisse
Z6261	4 000 mL				■		■		■	■		■			15 unités/caisse
Z6308LL	2 000 mL	■	■			■		■		■	■				20 unités/caisse
Z6208	2 000 mL				■		■	■		■	■				20 unités/caisse
Z6209	2 000 mL				■		■		■	■	■				20 unités/caisse
Z6300*	2 000 mL				■		■		■	■	■				20 unités/caisse
Z8206	2 000 mL			■			■	■		■	■				20 unités/caisse
Z6206	2 000 mL				■		■	■		■	■				20 unités/caisse
Z6310	2 000 mL				■		■		■	■			■		20 unités/caisse
Tubulure de 45 po															
Z6510	1 000 mL		■				■		■	■	■				20 plat/caisse
Tubulure de 40 po															
Z3512V*	2 000 mL				■				■	■			■		20 unités/caisse
Z3512*	2 000 mL				■				■	■	■				20 unités/caisse
Z3502*	2 000 mL				■				■		■				20 plat/caisse
* Indique que l'emballage est un sac en polyéthylène – l'intérieur du sac de drainage et le conduit pour liquides sont stériles.															

Urinomètre Dover^{MC}

- Conçus pour la mesure précise lorsque la production d'urine est d'une importance critique
- Capacité de 150 à 400 mL
- Point d'entrée abaissé
- Plaque frontale horizontale avec chambre autonivelante
- L'évent supérieur favorise un débit optimal dans le système de collecte.
- Bec de drain fermé comprenant un socle à 45 °
- L'orifice pour échantillons avec vis Luer-Lock et l'orifice de l'uromètre préviennent les blessures par piqûre d'aiguille.
- L'ajustement de la tubulure et la pince pour draps améliorent le débit.



Z7000LL

Code de l'article	Format	Évent supérieur	ORIFICES POUR ÉCHANTILLONS			Ajustement de la tubulure avec pince pour draps	Orifice d'uromètre à ressort	DRAINS		Crochet de lit autonivelant	Emballage
			Luer-Lock	Sans aiguille	Aiguille			Bec fermé	Tubulure de drainage		
											
Tubulure très longue de 60 po											
Z6600	150 mL		■						■	■	10 plat./caisse
Z6770	200 mL		■						■	■	10 unités/caisse
Z8000	200 mL				■		■		■	■	10 unités/caisse
Z7000LL	400 mL	■	■			■	■	■		■	10 unités/caisse
Z2000	400 mL			■		■	■	■		■	10 unités/caisse

Sacs de drainage d'urine qui s'attachent à la jambe Dover^{MC}

- Sangle de jambe sans latex
- Valve de drainage antireflux et résistant aux torsions



Z3433



Z8884733900

Code de l'article	FORMAT		Extension de tubulure	Emballage
	Moyen 17 oz/500 mL	Grand 25 oz/750 mL		
Jetable				
Z3433	■		■	50 unités/caisse
Z145514	■			50 unités/caisse
Z145516		■		50 unités/caisse
Z8887601121	■			20 unités/caisse
Z8887601139		■		20 unités/caisse

Code	FORMAT		Gants en latex	Emballage
	Moyen 17 oz/500 mL	Grand 25 oz/750 mL		
Réutilisable				
Z8884733200	■		■	24 unités/caisse
Z8884733900		■	■	24 unités/caisse

Extension de tubulure urinaire Dover^{MC} avec connecteur

Code de l'article	Description	Emballage
Z8884731998	Extension de tubulure urinaire, sans latex, 18 po	24 unités/caisse
Z8884731900	Extension de tubulure urinaire, sans latex, 18 po	24 unités/caisse




Z8884731900

Sondes urétrales

Sondes urétrales sans latex Dover^{MC} (PVC)

- Conçues pour faciliter l'insertion.
- Cèllets décalés pour assurer un débit uniforme.
- Sans latex
- Stériles



Z8888492041



Z400614



Z8887660903

Code de l'article	Format	Emballage
Sondes Rob-Nel^{MC} Dover^{MC}, 16 po Embout arrondi lisse		
Z8888492017	8 fr (2,7 mm)	100 unités/caisse
Z8888492025	10 fr (3,3 mm)	100 unités/caisse
Z8888492033	12 fr (4,0 mm)	100 unités/caisse
Z8888492041	14 fr (4,7 mm)	100 unités/caisse
Z8888492058	16 fr (5,3 mm)	100 unités/caisse
Z8888492066	18 fr (6,0 mm)	100 unités/caisse
Z8888492120	20 fr (6,7 mm)	100 unités/caisse
Z8888492122	22 fr (7,3 mm)	100 unités/caisse
Z8888492124	24 fr (8,0 mm)	100 unités/caisse
Z8888492126	26 fr (8,7 mm)	100 unités/caisse
Z8888492128	28 fr (9,3 mm)	100 unités/caisse
Z8888492130	30 fr (10,0 mm)	100 unités/caisse

Code de l'article	Format	Emballage
Sondes Robinson Dover^{MC}, 16 po Embout arrondi lisse, vinyle transparent		
Z400608	8 fr (2,7 mm)	100 unités/caisse
Z400610	10 fr (3,3 mm)	100 unités/caisse
Z400612	12 fr (4,0 mm)	100 unités/caisse
Z400614	14 fr (4,7 mm)	100 unités/caisse
Z400616	16 fr (5,3 mm)	100 unités/caisse
Z400618	18 fr (6,0 mm)	100 unités/caisse

Code de l'article	Format	Emballage
Sondes femelle Dover^{MC}, 6,5 po		
Z8887660903	14 fr (4,7 mm)	50 unités/caisse



Z6006

Code de l'article	Format	Emballage
Sondes urétrale pour enfants Dover^{MC}, 11 po avec revêtement en hydrogel et adaptateur Luer-Lock		
Z6006	6 fr (2 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse

Sondes urétrales en latex Dover^{MC}

- Revêtement hydrophile en option pour réduire au minimum la friction dans l'urètre et faciliter l'insertion
- Offertes en deux longueurs différentes avec des embouts arrondis lisses
- Cèllets opposés pour assurer un débit uniforme
- Stériles



Z8408



Z8887660143

Code de l'article	Format	Emballage
Sondes en caoutchouc rouge Dover^{MC}, 12 po avec revêtement hydrophile, embout arrondi lisse		
Z8408	8 fr (2,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z8410	10 fr (3,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z8412	12 fr (4,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Sondes en caoutchouc rouge Dover^{MC}, 16 po avec revêtement hydrophile, embout arrondi lisse		
Z8414	14 fr (4,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z8416	16 fr (5,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z8418	18 fr (6,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z8420	20 fr (6,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z8422	22 fr (7,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z8424	24 fr (8,0 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse

Code de l'article	Format	Emballage
Sondes en caoutchouc rouge Dover^{MC}, 16 po, revêtement hydrophile, embout coudé		
Z8403	14 fr (4,7 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z8404	16 fr (5,3 mm)	12 unités/boîte, 10 boîtes/caisse

Code de l'article	Format	Emballage
Sondes Robinson en caoutchouc rouge Dover^{MC}, 12 po, radio-opaques, sans revêtement, embout arrondi lisse		
Z8887660085	8 fr (2,7 mm)	100 unités/caisse
Z8887660101	10 fr (3,3 mm)	100 unités/caisse
Sondes Robinson en caoutchouc rouge Dover^{MC}, 16 po, radio-opaques, sans revêtement, embout arrondi lisse		
Z8887660127	12 fr (4,0 mm)	100 unités/caisse
Z8887660143	14 fr (4,7 mm)	100 unités/caisse
Z8887660168	16 fr (5,3 mm)	100 unités/caisse
Z8887660184	18 fr (6,0 mm)	100 unités/caisse
Z8887660218	20 fr (6,7 mm)	100 unités/caisse
Z8887660221	22 fr (7,3 mm)	100 unités/caisse
Z8887660242	24 fr (8,0 mm)	100 unités/caisse
Z8887660263	26 fr (8,7 mm)	100 unités/caisse
Z8887660284	28 fr (9,3 mm)	100 unités/caisse
Z8887660305	30 fr (10,0 mm)	100 unités/caisse

Sondes externes

Sondes externe pour hommes Dover^{MC} Uri-Drain

- Gaine roulée en latex avec embout lisse
- Gaine en une pièce
- Emballée individuellement

Code de l'article	Description	Emballage
Z8884732300	Conception de gaine en une pièce de taille standard, sangle en mousse, 1-3/8 po	144 unités/caisse
Z8884734600	Conception de gaine en une pièce de taille moyenne, sangle en mousse, 1,1 po	144 unités/caisse
Z8884732398	Conception de gaine en une pièce de taille standard, sangle en mousse, 1-3 po	144 unités/caisse
Z8884732598	Conception de gaine en une pièce de taille standard, adhésif double face, 1 3/8 po	144 unités/caisse



Z8884732300

Sondes Dover^{MC} Texas

- Latex doux et léger avec embout en plastique rigide

Code de l'article	Description	Emballage
Z8884730300	Sondes externe pour hommes, style Texas, standard, sangle en mousse, 1 po	144 unités/caisse
Z8884731300	Sondes externe pour hommes, style Texas, standard, emballage pour la maison, 1-3/8 po	12 unités/boîte, 12 boîtes/caisse



Z8884730300

Sangle adhésive Dover^{MC}

Code de l'article	Description	Emballage
Z8884730600	Sangle en mousse élastique, 1 po	250 unités/sac, 2 sacs/caisse



Z8884730600

Sangle adhésive en mousse dense Dover^{MC}

Code de l'article	Description	Emballage
Z8884730398	Sangle adhésive en mousse dense, emballée individuellement	144 unités/caisse

Produits de lavement et de soins auxiliaires



Z145540



Z145546

Code de l'article	Format	Description	Longueur de la tubulure	Stérile	Prélubrifié	Savon de Castille	Protège-drap	Emballage
Z145524	24 fr	Sac pour gaz intestinaux	19 po	■	■			50 unités/caisse
Z145617	1 500 mL	Sac d'irrigation de douche vaginale	60 po	■				50 unités/caisse
Z145540	24 fr	Sac et tube de lavement	60 po			■	■	50 unités/caisse
Z145541	24 fr	Sac et tube de lavement	60 po		■			50 unités/caisse
Z145546	24 fr	Seau de lavement, 1 400 cc	60 po		■	■	■	50 unités/caisse
Z155730	18 fr	Tubulure rectale	20 po					50 unités/caisse
Z155731	24 fr	Tubulure rectale	20 po	■	■			50 unités/caisse
Z155733	24 fr	Tube de lavement Harris	60 po					50 unités/caisse

Accessoires



Z22015



Z4090SA



Z2040SA

Trousse de prélèvement d'échantillons à mi-miction Dover^{MC}

Code de l'article	Capacité	Description	Étiquette du patient	Savon de Castille	Option pneumatique	Entonnoir	Capuchon vissé	Sterile	Emballage
Z22015	4-1/2 oz	Trousse de prélèvement d'échantillons à mi-miction, lingettes au savon de Castille, entonnoir détachable	■	■		■		■	24 unités/caisse
Z2090SA	4 oz	Trousse de prélèvement d'échantillons à mi-miction, lingettes au savon de Castille	■	■	■	■	■	■	100 unités/caisse
Z4090SA	4 oz	Trousse de prélèvement d'échantillons à mi-miction, lingettes au savon de Castille		■	■		■	■	100 unités/caisse
Z2040SA	2 oz	Trousse de prélèvement d'échantillons à mi-miction, lingettes au savon de Castille	■	■	■	■	■		100 unités/caisse
Z2110SA	2 oz	Passoire de filtrage de calculs rénaux seulement							100 unités/caisse



Z4014



Z2500SA



Z2400SA

Contenants d'échantillons de chaise d'aisance Dover^{MC}

Code	Format	Description	Couvercle	Emballage
Z4014	26 oz	Chaise d'aisance pour la collecte d'échantillons		100 unités/caisse
Z2400SA	700 cc	Chaise d'aisance pour la collecte d'échantillons	■	60 unités/caisse
Z2500SA	800 cc	Sac et tube de lavement		100 unités/caisse



Z145500

Collecteur d'urine pour enfants Dover^{MC}

Code	Format	Description	Couvercle	Emballage
Z145500	100 mL	Collecteur d'échantillons d'urine pour enfants		50 unités/boîte, 10 boîtes/caisse
Z145501	100 mL	Collecteur d'échantillons d'urine pour enfants	■	30 unités/boîte, 10 boîtes/caisse

Dispositif de fixation de sondes Dover^{MC}

Code de l'article	Description	Emballage
Z54456P	Dispositif de fixation de sondes	40 unités/boîte, 8 boîtes/caisse



Z54456P

Bouchon de sondes Dover^{MC} avec capuchon

Code de l'article	Description	Emballage
Z1600	Bouchon de sondes avec capuchon	50 unités/caisse



Z1600

Sangle de sondes qui s'attache à la jambe Dover^{MC}

Code de l'article	Description	Emballage
Z8887600149	Sangle de jambe pour sondes de Foley	10 unités/boîte, 12 boîtes/caisse



Z8887600149

Irrigation

Code de l'article	Description	Emballage
Z67000	Poire, irrigation avec bouchon de protection, 60 mL	50 unités/caisse
Z68000	Seringue à piston, irrigation avec bouchon de protection, 60 mL	50 unités/caisse



Z67000



Z68000

Index

Code de l'article	Produit	Page	Code de l'article	Produit	Page
Z1416	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 30 cc, 2 voies, 16 fr	5	Z1620C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, embout coudé, hydrogel, 20 fr	7
Z1416C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, embout coudé, hydrogel, 16 fr	7	Z1621	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 2 voies, 20 fr	5
Z1418C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 2 voies, 30 cc, embout coudé, hydrogel, 18 fr	7	Z1622	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 2 voies, 22 fr	5
Z1419	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 30 cc, 2 voies, 18 fr	5	Z1622C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, embout coudé, hydrogel, 22 fr	7
Z1420	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 30 cc, 2 voies, 20 fr	5	Z1624	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 2 voies, 24 fr	5
Z1420C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, embout coudé, hydrogel, 20 fr	7	Z1624C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, embout coudé, hydrogel, 24 fr	7
Z1422	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 30 cc, 2 voies, 22 fr	5	Z1626	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 2 voies, 26 fr	5
Z1422C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, embout coudé, hydrogel, 22 fr	7	Z1628	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 2 voies, 28 fr	5
Z1424	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 30 cc, 2 voies, 24 fr	5	Z1631	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 2 voies, 30 fr	5
Z1424C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, embout coudé, hydrogel, 24 fr	7	Z2000	Uromètre, tubulure très longue de 60 po, 400 mL	9
Z1426	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 30 cc, 2 voies, 26 fr	5	Z2040SA	Trousse de prélèvement d'échantillons à mi-miction, lingettes au savon de Castille, 2 oz	14
Z1427	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 30 cc, 2 voies, 28 fr	5	Z2090SA	Trousse de prélèvement d'échantillons à mi-miction, lingettes au savon de Castille, 4 oz	14
Z1431	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 30 cc, 2 voies, 30 fr	5	Z2110SA	Passoire de filtrage de calculs rénaux, 2 oz	14
Z1512C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, latex rouge, radio-opaques, embout coudé, hydrogel, 12 fr	7	Z2400SA	Chaise d'aisance pour collecte d'échantillons, 700 cc	14
Z1514C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, latex rouge, radio-opaques, embout coudé, hydrogel, 14 fr	7	Z2500SA	Sac et tube de lavement, 800 cc	14
Z1516C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, latex rouge, radio-opaques, embout coudé, hydrogel, 16 fr	7	Z2718	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 3 voies, 18 fr	5
Z1518C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, latex rouge, radio-opaques, embout coudé, hydrogel, 18 fr	7	Z2720	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 3 voies, 20 fr	5
Z1520C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, latex rouge, radio-opaques, embout coudé, hydrogel, 20 fr	7	Z2722	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 3 voies, 22 fr	5
Z1522C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, latex rouge, radio-opaques, embout coudé, hydrogel, 22 fr	7	Z2723	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 3 voies, 24 fr	5
Z1524C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, latex rouge, radio-opaques, embout coudé, hydrogel, 24 fr	7	Z2819	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 30 cc, 3 voies, 18 fr	5
Z1600	Bouchon de sondes avec capuchon	15	Z2821	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 30 cc, 3 voies, 20 fr	5
Z1612	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 2 voies, 12 fr	5	Z2822	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 30 cc, 3 voies, 22 fr	5
Z1612C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, embout coudé, hydrogel, 12 fr	7	Z2824	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 30 cc, 3 voies, 24 fr	5
Z1614	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 2 voies, 14 fr	5	Z2826	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 30 cc, 3 voies, 26 fr	5
Z1614C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, embout coudé, hydrogel, 14 fr	7	Z3433	Sac d'urine qui s'attache à la jambe, jetable	9
Z1616	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 2 voies, 16 fr	5	Z3502	Sac de drainage d'urine, tubulure de 40 po, 2 000 mL	8
Z1616C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, embout coudé, hydrogel, 16 fr	7	Z3512	Sac de drainage d'urine, tubulure de 40 po, 2 000 mL	8
Z1618C	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, embout coudé, hydrogel, 18 fr	7	Z3512V	Sac de drainage d'urine, tubulure de 40 po, 2 000 mL	8
Z1619	Sondes Foley en latex à revêtement en hydrogel, 5 cc, 2 voies, 18 fr	5	Z3558	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 5 cc, 2 voies, 14 fr	5
			Z3560	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 5 cc, 2 voies, 16 fr	5
			Z3563	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 5 cc, 2 voies, 18 fr	5
			Z3565	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 5 cc, 2 voies, 20 fr	5
			Z3567	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 5 cc, 2 voies, 22 fr	5
			Z3570	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 5 cc, 2 voies, 24 fr	5
			Z3573	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 5 cc, 2 voies, 26 fr	5

Index

Code de l'article	Produit	Page	Code de l'article	Produit	Page
Z3575	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 5 cc, 2 voies, 28 fr	5	Z20512ICC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 12 fr	3
Z3577	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 5 cc, 2 voies, 30 fr	5	Z20514C	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 14 fr	4
Z3601	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 30 cc, 2 voies, 16 fr	5	Z20514ICC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 14 fr	3
Z3607	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 30 cc, 2 voies, 18 fr	5	Z20516C	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 16 fr	4
Z3611	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 30 cc, 2 voies, 20 fr	5	Z20516ICC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 16 fr	3
Z3614	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 30 cc, 2 voies, 22 fr	5	Z20518C	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 18 fr	4
Z3618	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 30 cc, 2 voies, 24 fr	5	Z20518ICC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 18 fr	3
Z3619	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 30 cc, 2 voies, 26 fr	5	Z20520C	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 20 fr	4
Z3623	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 30 cc, 2 voies, 28 fr	5	Z20520ICC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 20 fr	3
Z3631	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 30 cc, 2 voies, 30 fr	5	Z20522C	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 22 fr	4
Z4014	Chaise d'aisance pour la collecte d'échantillons, 26 oz	14	Z20522ICC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 22 fr	3
Z4090SA	Trousse de prélèvement d'échantillons à mi-miction, lingettes au savon de Castille, 4 oz	14	Z20524C	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 24 fr	4
Z6006	Sondes urétrale pour enfants, 11 po, revêtement en hydrogel et adaptateur Luer-Lock, 6 fr	10	Z22015	Trousse de prélèvement d'échantillons à mi-miction, lingettes au savon de Castille, entonnoir détachable, 4 1/2 oz	14
Z6206	Sac de drainage d'urine, tubulure de 48 po, 2 000 mL	8	Z23018C	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, embout coudé, 18 fr	4
Z6208	Sac de drainage d'urine, tubulure de 48 po, 2 000 mL	8	Z23018ICC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 18 fr	3
Z6209	Sac de drainage d'urine, tubulure de 48 po, 2 000 mL	8	Z23020C	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, embout coudé, 20 fr	4
Z6251	Sac de drainage d'urine, tubulure de 48 po, 1 500 mL	8	Z23020ICC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 20 fr	3
Z6261	Sac de drainage d'urine, tubulure de 48 po, 4 000 mL	8	Z23022C	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, embout coudé, 22 fr	4
Z6300	Sac de drainage d'urine, tubulure de 48 po, 2 000 mL	8	Z23024C	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, embout coudé, 24 fr	4
Z6308LL	Sac de drainage d'urine, tubulure de 48 po, 2 000 mL	8	Z23026C	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, embout coudé, 26 fr	4
Z6310	Sac de drainage d'urine, tubulure de 48 po, 2 000 mL	8	Z30510	Sac de drainage, tubulure de 52 po, 2 000 mL	8
Z6510	Sac de drainage d'urine, tubulure de 45 po, 1 000 mL	8	Z40516L	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, embout Council, 16 fr	4
Z6600	Uromètre, tubulure très longue de 60 po, 150 mL	9	Z40518L	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, embout Council, 18 fr	4
Z6770	Uromètre, tubulure très longue de 60 po, 200 mL	9	Z40520L	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, embout Council, 20 fr	4
Z7000LL	Uromètre, tubulure très longue de 60 po, 400 mL	9	Z40522L	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, embout Council, 22 fr	4
Z8000	Uromètre, tubulure très longue de 60 po, 200 mL	9	Z40524L	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, embout Council, 24 fr	4
Z8206	Sac de drainage d'urine, tubulure de 48 po, 2 000 mL	8	Z54456P	Dispositif de fixation de sondes	15
Z8403	Sondes urétrales en latex de caoutchouc rouge, 16 po, embout coudé, revêtement hydrophile, 14 fr	11	Z67000	Poire, irrigation avec bouchon de protection, 60 mL	16
Z8404	Sondes urétrales en latex de caoutchouc rouge, 16 po, embout coudé, revêtement hydrophile, 16 fr	11	Z68000	Seringue à piston, irrigation avec bouchon de protection, 60 mL	16
Z8408	Sondes urétrales en latex de caoutchouc rouge, 12 po, revêtement hydrophile, embout arrondi lisse, 8 fr	11	Z145500	Collecteur d'échantillons d'urine pour enfants, 100 mL	14
Z8410	Sondes urétrales en latex de caoutchouc rouge, 12 po, revêtement hydrophile, embout arrondi lisse, 10 fr	11	Z145501	Collecteur d'échantillons d'urine pour enfants, 100 mL	14
Z8412	Sondes urétrales en latex de caoutchouc rouge, 12 po, revêtement hydrophile, embout arrondi lisse, 12 fr	11	Z145514	Sac d'urine qui s'attache à la jambe, jetable	9
Z8414	Sondes urétrales en latex de caoutchouc rouge, 16 po, revêtement hydrophile, embout arrondi lisse, 14 fr	11	Z145516	Sac d'urine qui s'attache à la jambe, jetable	9
Z8416	Sondes urétrales en latex de caoutchouc rouge, 16 po, revêtement hydrophile, embout arrondi lisse, 16 fr	11	Z145524	Sac pour gaz intestinaux, 24 fr	13
Z8418	Sondes urétrales en latex de caoutchouc rouge, 16 po, revêtement hydrophile, embout arrondi lisse, 18 fr	11	Z145540	Sac et tube de lavement, 24 fr	13
Z8420	Sondes urétrales en latex de caoutchouc rouge, 16 po, revêtement hydrophile, embout arrondi lisse, 20 fr	11	Z145541	Sac et tube de lavement, 24 fr	13
Z8422	Sondes urétrales en latex de caoutchouc rouge, 16 po, revêtement hydrophile, embout arrondi lisse, 22 fr	11	Z145546	Seau de lavement, 24 fr	13
Z8424	Sondes urétrales en latex de caoutchouc rouge, 16 po, revêtement hydrophile, embout arrondi lisse, 24 fr	11			
Z20512C	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, embout coudé, 12 fr	4			

Index

Code de l'article	Produit	Page	Code de l'article	Produit	Page
Z145617	Sac d'irrigation de douche vaginale, 1 000 mL	13	Z605205IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, 20 fr	3
Z155730	Tubulure rectale, 18 fr	13	Z605221IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, 22 fr	3
Z155731	Tubulure rectale, 24 fr	13	Z605247IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, 24 fr	3
Z155733	Tube de lavement Harris, 24 fr	13	Z605262IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, 26 fr	3
Z400608	Sondes urétrales Robinson sans latex, 16 po	10	Z630187IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 30 cc, 2 voies, 18 fr	3
	Embout arrondi lisse, 8 fr		Z630203IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 30 cc, 2 voies, 20 fr	3
Z400610	Sondes urétrales Robinson sans latex, 16 po	10	Z630229IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 30 cc, 2 voies, 22 fr	3
	Embout arrondi lisse, 10 fr		Z630245IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 30 cc, 2 voies, 24 fr	3
Z400612	Sondes urétrales Robinson sans latex, 16 po	10	Z630260IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 30 cc, 2 voies, 26 fr	3
	Embout arrondi lisse, 12 fr		Z665183IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 30 cc, 3 voies, 18 fr	3
Z400614	Sondes urétrales Robinson sans latex, 16 po	10	Z665209IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 30 cc, 3 voies, 20 fr	3
	Embout arrondi lisse, 14 fr		Z665225IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 30 cc, 3 voies, 22 fr	3
Z400616	Sondes urétrales Robinson sans latex, 16 po	10	Z665241IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 30 cc, 3 voies, 24 fr	3
	Embout arrondi lisse, 16 fr		Z8884730300	Sondes externe pour hommes, style Texas, standard, sangle en mousse	12
Z400618	Sondes urétrales Robinson sans latex, 16 po	10	Z8884730398	Sangle adhésive en mousse dense	12
	Embout arrondi lisse, 18 fr		Z8884730600	Sangle en mousse élastique	12
Z402712	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, 12 fr	6	Z8884731300	Sondes externe pour hommes, style Texas, standard	12
Z402714	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, 14 fr	6	Z8884731900	Extension de tubulure urinaire, sans latex, 18 po	9
Z402716	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, 16 fr	6	Z8884731998	Extension de tubulure urinaire, sans latex, 18 po	9
Z402718	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, 18 fr	6	Z8884732300	Conception de gaine en une pièce de taille standard, sangle en mousse	12
Z402720	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, 20 fr	6	Z8884732398	Conception de gaine en une pièce de taille standard, sangle en mousse	12
Z402722	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, 22 fr	6	Z8884732598	Conception de gaine en une pièce de taille standard, adhésif double face	12
Z402724	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, 24 fr	6	Z8884733200	Sacs d'urine qui s'attache à la jambe, réutilisables	9
Z402726	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, 26 fr	6	Z8884733900	Sacs d'urine qui s'attache à la jambe, réutilisables	9
Z402728	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, 28 fr	6	Z8884734600	Conception de gaine en une pièce de taille moyenne, sangle en mousse	12
Z402730	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 2 voies, 30 fr	6	Z8887600149	Sangle de jambe pour sondes de Foley	15
Z403712	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, 12 fr	6	Z8887601121	Sac d'urine qui s'attache à la jambe, jetable	9
Z403714	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, 14 fr	6	Z8887601139	Sac d'urine qui s'attache à la jambe, jetable	9
Z403716	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, 16 fr	6	Z8887603085	Sondes Foley en silicone, 3 cc, 2 voies, enfants, 12 po, 8 fr	4
Z403718	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, 18 fr	6	Z8887603101	Sondes Foley en silicone, 3 cc, 2 voies, enfants, 12 po, 10 fr	4
Z403720	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, 20 fr	6	Z8887605122	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, 12 fr	4
Z403722	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, 22 fr	6	Z8887605148	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, 14 fr	4
Z403724	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, 24 fr	6	Z8887605163	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, 16 fr	4
Z403726	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, 26 fr	6	Z8887605189	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, 18 fr	4
Z403728	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, 28 fr	6	Z8887605205	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, 20 fr	4
Z403730	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 2 voies, 30 fr	6	Z8887605221	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, 22 fr	4
Z605122IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, 12 fr	3	Z8887605247	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, 24 fr	4
Z605148IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, 14 fr	3	Z8887605262	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, 26 fr	4
Z605163IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, 16 fr	3	Z8887605282	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, 28 fr	4
Z605189IC	Sondes Foley en silicone à 100 % à revêtement en argent, 5 cc, 2 voies, 18 fr	3	Z8887605303	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 2 voies, 30 fr	4
			Z8887623125	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 5 cc, 2 voies, 12 fr	5
			Z8887624149	Sondes Foley en latex à revêtement en silicone, 30 cc, 2 voies, 14 fr	5

Index

Code de l'article	Produit	Page	Code de l'article	Produit	Page
Z8887630142	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, 14 fr	4	Z8887688201	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 3 voies, 20 fr	6
Z8887630163	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, 16 fr	4	Z8887688227	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 3 voies, 22 fr	6
Z8887630187	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, 18 fr	4	Z8887688243	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 3 voies, 24 fr	6
Z8887630203	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, 20 fr	4	Z8887688268	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 3 voies, 26 fr	6
Z8887630229	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, 22 fr	4	Z8887689167	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 3 voies, 16 fr	6
Z8887630245	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, 24 fr	4	Z8887689183	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 3 voies, 18 fr	6
Z8887630260	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, 26 fr	4	Z8887689209	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 3 voies, 20 fr	6
Z8887630284	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, 28 fr	4	Z8887689225	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 3 voies, 22 fr	6
Z8887630305	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 2 voies, 30 fr	4	Z8887689241	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 3 voies, 24 fr	6
Z8887649229	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, RTUP de 30 à 50 cc, jusqu'à 90 cc, 3 voies, 4 œillets opposés, paroi de sondes renforcée de nylon, élastomère de silicone, 22 fr	7	Z8887689266	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 30 cc, 3 voies, 26 fr	6
Z8887649245	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, RTUP de 30 à 50 cc, jusqu'à 90 cc, 3 voies, 4 œillets opposés, paroi de sondes renforcée de nylon, élastomère de silicone, 24 fr	7	Z8888492017	Sondes urétrales Rob-Nel ^{IMC} entièrement sans latex, 16 po Embout arrondi lisse, 8 fr	10
Z8887654088	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 3 cc, 2 voies, enfants, 8 fr	6	Z8888492025	Sondes urétrales Rob-Nel ^{IMC} sans latex, 16 po Embout arrondi lisse, 10 fr	10
Z8887654104	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 3 cc, 2 voies, enfants, 10 fr	6	Z8888492033	Sondes urétrales Rob-Nel ^{IMC} sans latex, 16 po Embout arrondi lisse, 12 fr	10
Z8887660085	Sondes urétrales Robinson en latex de caoutchouc rouge, 12 po, radio-opaques, embout arrondi lisse, 8 fr	11	Z8888492041	Sondes urétrales Rob-Nel ^{IMC} sans latex, 16 po Embout arrondi lisse, 14 fr	10
Z8887660101	Sondes urétrales Robinson en latex de caoutchouc rouge, 12 po, radio-opaques, embout arrondi lisse, 10 fr	11	Z8888492058	Sondes urétrales Rob-Nel ^{IMC} sans latex, 16 po Embout arrondi lisse, 16 fr	10
Z8887660127	Sondes urétrales Robinson en latex de caoutchouc rouge, 16 po, radio-opaques, embout arrondi lisse, 12 fr	11	Z8888492066	Sondes urétrales Rob-Nel ^{IMC} sans latex, 16 po Embout arrondi lisse, 18 fr	10
Z8887660143	Sondes urétrales Robinson en latex de caoutchouc rouge, 16 po, radio-opaques, embout arrondi lisse, 14 fr	11	Z8888492120	Sondes urétrales Rob-Nel ^{IMC} sans latex, 16 po Embout arrondi lisse, 20 fr	10
Z8887660168	Sondes urétrales Robinson en latex de caoutchouc rouge, 16 po, radio-opaques, embout arrondi lisse, 16 fr	11	Z8888492122	Sondes urétrales Rob-Nel ^{IMC} sans latex, 16 po Embout arrondi lisse, 22 fr	10
Z8887660184	Sondes urétrales Robinson en latex de caoutchouc rouge, 16 po, radio-opaques, embout arrondi lisse, 18 fr	11	Z8888492124	Sondes urétrales Rob-Nel ^{IMC} sans latex, 16 po Embout arrondi lisse, 24 fr	10
Z8887660218	Sondes urétrales Robinson en latex de caoutchouc rouge, 16 po, radio-opaques, embout arrondi lisse, 20 fr	11	Z8888492126	Sondes urétrales Rob-Nel ^{IMC} sans latex, 16 po Embout arrondi lisse, 26 fr	10
Z8887660221	Sondes urétrales Robinson en latex de caoutchouc rouge, 16 po, radio-opaques, embout arrondi lisse, 22 fr	11	Z8888492128	Sondes urétrales Rob-Nel ^{IMC} sans latex, 16 po Embout arrondi lisse, 28 fr	10
Z8887660242	Sondes urétrales Robinson en latex de caoutchouc rouge, 16 po, radio-opaques, embout arrondi lisse, 24 fr	11	Z8888492130	Sondes urétrales Rob-Nel ^{IMC} sans latex, 16 po Embout arrondi lisse, 30 fr	10
Z8887660263	Sondes urétrales Robinson en latex de caoutchouc rouge, 16 po, radio-opaques, embout arrondi lisse, 26 fr	11			
Z8887660284	Sondes urétrales Robinson en latex de caoutchouc rouge, 16 po, radio-opaques, embout arrondi lisse, 28 fr	11			
Z8887660305	Sondes urétrales Robinson en latex de caoutchouc rouge, 16 po, radio-opaques, embout arrondi lisse, 30 fr	11			
Z8887660903	Sondes urétrales pour femmes sans latex, 6,5 po, 14 fr	10			
Z8887664161	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 3 voies, 16 fr	4			
Z8887664182	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 3 voies, 18 fr	4			
Z8887664203	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 3 voies, 20 fr	4			
Z8887664224	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 3 voies, 22 fr	4			
Z8887664245	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 3 voies, 24 fr	4			
Z8887664266	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 3 voies, 26 fr	4			
Z8887664287	Sondes Foley en silicone à 100 %, 5 cc, 3 voies, 28 fr	4			
Z8887665161	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 3 voies, 16 fr	4			
Z8887665183	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 3 voies, 18 fr	4			
Z8887665209	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 3 voies, 20 fr	4			
Z8887665225	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 3 voies, 22 fr	4			
Z8887665241	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 3 voies, 24 fr	4			
Z8887665262	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 3 voies, 26 fr	4			
Z8887665283	Sondes Foley en silicone à 100 %, 30 cc, 3 voies, 28 fr	4			
Z8887688169	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 3 voies, 16 fr	6			
Z8887688185	Sondes Foley en latex à revêtement en élastomère de silicone, 5 cc, 3 voies, 18 fr	6			

Pour en savoir plus ou pour commander, communiquez dès maintenant avec
votre **représentant des ventes** de Cardinal Health Canada ou **appelez au :**
Soins hospitaliers – 1.888.291.5033
Soins parahospitaliers – 1.877.878.7778

